

**GRAĐEVINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU
ODSEK ZA HIDROTEHNIKU I VODNO-EKOLOŠKO INŽENERSTVO**



KVALITET VODA

LABORATORIJSKI PRIRUČNIK

Beograd, 2009

Ime i prezime:

Broj indeksa:

Broj uzorka:

Sadržaj	Strana
I UVOD	
RAD U LABORATORIJI	4
UVODNE NAPOMENE ZA RAD U LABORATORIJI.....	8
II VEŽBE - Spisak vežbi.....	9
BOJA I MUTNOĆA VODE.....	10
PROVODLJIVOST I pH-VREDNOST VODE	17
ALKALITET I ACIDITET VODE	23
ZASIĆENJE VODE I RAVNOTEŽE.....	29
TVRDOĆA VODE.....	32
SADRŽAJ HLORIDA I GVOŽĐA U VODI.....	36
SADRŽAJ SULFATA I AZOTNIH JEDINJENJA U VODI	39
PROVERA TAČNOSTI REZULTATA HEMIJSKE ANALIZE VODE	45
PROVERA TAČNOSTI REZULTATA HEMIJSKE ANALIZE VODE JONSKOM HROMATOGRAFIJOM	51
SADRŽAJ AKTIVNOG I REZIDUALNOG HLORA U VODI.....	58
RASTVORENI KISEONIK	62
ODREĐIVANJE SADRŽAJA UKUPNIH ORGANSKIH MATERIJA.....	66
UTROŠAK KALIJUM-PERMANGANATA.....	67
HEMIJSKA POTROŠNJA KISEONIKA (HPK)	69
KOAGULACIJA I FLOKULACIJA.....	71
FILTRACIJA.....	74
LITERATURA.....	76


RAD U LABORATORIJI

PRIBOR, APARATURE I OSNOVNE TEHNIKE

Svaka hemijska laboratorijska opremljenost karakteristična je po specifičnom priboru i aparaturom po kojima se prepoznaje i bez kojih se osnovne funkcije laboratorijske opreme ne mogu ispuniti. Hemijska laboratorijska opremljenost za Kvalitet vode može se prepoznati po specifičnom priboru koji će ovde biti pohranjen i opisan sa ciljem da se što pravilnije koristi.

Boce za destilovanu vodu

Osnovni tipovi boca za destilovanu vodu su prikazani na slici I-1. Vrlo pogodan oblik ima staklena tzv. špric boca (a) koja kroz gumeni čep ima provučene dve staklene cevčice od kojih kraća predstavlja duvaljku, a druga, duža, predstavlja izlaznu cevčicu za doziranje destilovane vode. Druga dva tipa (b i c) su plastične boce koje omogućavaju doziranje destilovane vode pritiskanjem zidova boca. Staklena boca ima prednost jer omogućuje zagrevanje destilovane vode u boci bez preručivanja u drugi sud.



Slika I-1 Boce za destilovanu vodu

Merni sudovi

Tipični merni sudovi prikazani su na slici I-2. To su stakleni baloni tankih zidova, ravnog dna i dugačkog uzanog vrata na kome je vidljivo ugravirana merna crta do koje treba napuniti balon da bi se dobila kalibrisana zapremina.



Slika I-2 Merni sudovi


Merni sudovi služe za pripremanje rastvora tačno određene zapremine. Mernim sudovima ne

meri se zapremina rastvora koji se dalje prenosi u druge sudove; delovi zapremine iz mernog suda mere se i prenose pipetama. Merni sudovi su najčešće kalibrirani na temperaturi od 20 °C. Obično se zatvaraju staklenim, brušenim zapušaćima. Tačnost merenja zapremine mernim sudovima je naznačena ili na mernim sudovima ili u dokumentaciji proizvođača.

Pipete, pipetiranje

Uobičajeni tipovi pipeta su prikazani na slici I-3. Osnovni tipovi pipeta koje se koriste u hemijskoj (kvantitativnoj) analizi su: a) obične, prenosne pipete i b) graduisane pipete. Prenosne pipete služe za odmeravanje samo jedne, određene zapremine, a graduisane služe za odmeravanje različitih zapremina. Ponekad se koriste mikropipete (c) i mikro-špricevi (d). Obična pipeta je uzana staklena cev sa cilindričnim proširenjem na sredini. Njen donji kraj izvučen je u kapilaru. Na gornjem uskom delu nalazi se kružno ugravirana merna crta koja pokazuje dokle se pipeta mora napuniti tečnošću da bi se odmerila određena zapremina. Kalibrirana zapremina je označena na proširenom delu pipete.

Na slici I-4 prikazana je prenosna pipeta od 50,00 mL ($\pm 0,005$) sa osnovnim karakteristikama koje daje proizvođač.



i

Slika I- 3 Osnovni tipovi pipeta
a) obična pipeta (1-100 mL)
b) graduisana (1-10 mL)
c) mikropipeta
d) mikro-špric



Slika I-4 Prenosna pipeta

Prenosne pipete imaju zapremine, od 1,00 do 100,0 mL. Graduisane pipete su ravne cilindrične staklene cevi, graduisane na cele mL, a svaki mL je dodatno graduisan zavisno od ukupne

zapremine na 0,5; 0,2 ili 0,10 mL. Pipete služe za ispuštanje zapremine tečnosti, te je njihovo graduisanje izvršeno odozgo prema dole, tako da se nulti podeok nalazi na vrhu. Kao i kod običnih pipeta, donji kraj graduisanih pipeta izvučen je u kapilaru. Kalibrisanje je izvršeno na određenoj temperaturi, obično na 20 °C. Kalibrisane pipete koriste se za doziranje zapremina reagenasa. Uzimanje, odnosno odmeravanje određene zapremine tečnosti pomoću pipete naziva se **pipetiranje**. Ako pre pipetiranja pipeta nije bila suva, treba je isprati sa malo rastvora koji će se odmeravati. Gumenom propipetom rastvor se pažljivo usisava u pipetu sve dok nivo tečnosti ne bude iznad merne crte. Držeći pipetu vertikalno, tako da merna crta bude u visini očiju, smanji se pritisak propipete na otvor tako da rastvor može, kap po kap, da otiče iz pipete. Kad nivo, tačnije, donji deo meniska tečnosti dođe tačno na mernu crtu, oticanje rastvora se zaustavi. Rastvor se izlije iz pipete tako da se donji kapilarni kraj pipete nasloni na unutrašnji zid suda u koji treba rastvor preneti, pritisak kažiprsta se smanji i pusti da rastvor lagano isteče iz pipete. U kapilari obično ostane kap-dve rastvora, ali se on ne sme izduvavati. Zapremina rastvora koja je na taj način preneta pipetom upravo je jednaka kalibrisanoj zapremini, označenoj na samoj pipeti. Ono malo tečnosti preostale u kapilari ne ulazi u nominalnu zapreminu, jer je prilikom kalibrisanja pipete ova činjenica uzeta u obzir.


Birete, titrisanje

Tipičan oblik birete koja se koristi u volumetrijskoj analizi prikazan je na slici I-5. Birete su cilindrične staklene cevi jednakog unutrašnjeg promera graduisane na cele mL (cm^3) i manje delove. Bireta ima raznih veličina. Birete koje se najviše koriste u laboratoriji obično imaju zapreminu od 50,00 mL. Bireta služi za ispuštanje tečnosti, odozgo prema dole, tako da prvi gornji podeok ima oznaku 0,00 (nula), dok onaj na donjem kraju označava $50,00 \pm (0,05)$ mL ili neku drugu. Donji kraj birete ima brušenu staklenu slavinu koja se završava kapilarom. Za rastvore supstanci na koje deluje svetlost (na primer AgNO_3), upotrebljavaju se birete od žutog, odnosno mrkog stakla. Bireta se namešta pomoću naročite štipaljke na metalni ili drveni stativ. Pre upotrebe biretu treba namestiti na stativ u strogo vertikalnom položaju, jer pri kosom položaju birete, čitanje nivoa, a s tim i odmeravanje zapreme rastvora, ne može biti tačno. Bireta, kao i svi ostali sudovi, moraju biti sasvim čisti. Međutim, čista bireta ne mora biti i suva, već je pre upotrebe treba nekoliko puta isprati sa 10-20 mL rastvora kojim se puni. Time se uklanja voda sa vlažnih zidova birete. Punjenje birete se vrši kroz mali stakleni levak. Pri punjenju sipa se toliko rastvora da njegov nivo bude nešto iznad nultog podeoka birete, a zatim se otvaranjem slavine rastvor pažljivo ispušta, kap po kap, dok donji menisk tečnosti ne dođe upravo na nulti podeok. Pre doterivanja nivoa tečnosti, levak treba skinuti sa birete. Vrlo je važno da u slavini ili u kapilari ne ostanu mehurići vazduha. Ako ih ipak ima, treba ih ukloniti, jer za vreme titrisanja vazduh uzrokuje pogrešno odmeravanje ukupne zapreme rastvora iz birete, a kao posledica toga biće pogrešan i rezultat. U laboratoriji se obično upotrebljavaju birete po Šelbachu (Schelbach).




Slika I-5 Tipičan oblik birete

Šelbahova bireta ima na čitavoj dužini pozadine široku mlečno belu traku, u sredini koje prolazi uzana plava traka. Kad se posmatra menisk, uzana plava traka usled prelamanja svetla čini dve linije koje su okrenute jedna prema drugoj i dotiču se svojim vrhovima (slika I-6). Na ovoj bireti čita se onaj podeok koji prolazi između ta dva konusa. Pri očitavanju birete, kao i u slučaju očitavanja pipete i mernog suda nivo tečnosti treba da bude u visini očiju. Na običnoj bireti, od 50,00 mL, tačno se čitaju celi mL i njihovi deseti delovi, dok se stoti delovi čitaju približno, procenom, deleći desete delove na polovinu. Na taj način se bireta čita sa tačnošću od $\pm 0,05$ mL. Posle odmeravanja rastvora, rastvor se ne sme ostaviti u bireti, već ga treba ispustiti, a biretu treba oprati nekoliko puta destilovanom vodom. Opranu biretu treba odozgo poklopiti odgovarajućom epruvetom da se ne zaprlja prašinom i drugom nečistoćom. Birete se najviše koriste u volumetriji. Volumetrija se zasniva na osnovnoj tehniči - **titraciji**. Titracija je operacija dodavanja standardnog rastvora u ispitivani uzorak do završne tačke koja se određuje na osnovu odgovarajućeg indikatora (slika I-7). Da bi se titracijom dobio pouzdan rezultat neophodno je usvojiti nekoliko osnovnih pravila. Ispitivani rastvor se nalazi u erlenmajeru. Ispod erlenmajera se stavlja bela podloga (hartija) da bi se lakše uočio prelaz boje indikatora u završnoj fazi titracije (ako se vrši vizuelna detekcija završne tačke). Tokom titracije tečnost treba mešati kružnim kretanjem dna erlenmajera i pri tome paziti da vrh slavine ne dodiruje erlenmajer. Mešanje se može vršiti i mešalicom sa magnetim jezgrom prevučenim teflonom. Prva titracija služi uvek samo za



Slika I-6 Očitavanje tačne zapremine na bireti

orientaciju. Za utvrđivanje tačnog utroška zapremine standardnog rastvora urade se najmanje dve uporedne probe i uzme srednja vrednost i to samo u slučaju ako razlike nisu veće od $\pm 0,10$ mL. Ako su razlike utrošenih zapremina veće, uradi se još jedna proba, s tim da se najmanje dve slože u granicama greške.



Slika I-7 Uobičajena tehnička pri volumetrijskim ispitivanjima – titracija

UVODNE NAPOMENE ZA RAD U LABORATORIJI

1. Svaki student ima svoje radno mesto.
2. Teorijski principi vežbi se razmatraju na predavanjima, na vežbama se dobijaju kratka uputstva.
3. Vežbe overava nastavno osoblje po završetku vežbe.
4. U laboratoriji upotrebljavati instrumente, hemikalije i pribor namenjen za svaku vežbu. Predmete sa kojima se radi čuvati od oštećenja.
5. Hemikalije otvarati pažljivo, ne prinositi licu, po završenoj upotrebi zatvoriti svaku bocu sa hemikalijama. Obratiti pažnju na koncentrovane hemikalije koje mogu oštetiti odeću, izazivati opekotine ili požar.
6. Pušenje u laboratoriji je zabranjeno.

SPISAK VEŽBI

1. Boja i mutnoća vode
2. Električna provodljivost i pH-vrednost vode
3. Alkalitet i aciditet vode
4. Tvrdoća vode
5. Sadržaj hlorida i gvožđa u vodi
6. Sadržaj sulfata i azotnih jedinjenja u vodi
7. Provera tačnosti rezultata hemijske analize vode
8. Sadržaj aktivnog i rezidualnog hlora u vodi
9. Rastvoren kiseonik
10. Određivanje ukupnih organskih materija
11. Koagulacija i filtracija

Vežba 1

BOJA I MUTNOĆA VODE

Boja vode

Boja vode je optičko svojstvo. Boja vode je posledica apsorpcije i refleksije svetlosti određene talasne dužine, bez skretanja talasnih dužina. Mutnoća vode je takođe optičko svojstvo vode. Mutnoća vode je posledica prisustva nerastvornih materija zbog kojih dolazi do skretanja svetlosti. U praksi je teško povući granicu između boje i mutnoće vode. Boja vode potiče od materija različitog porekla. Primer: joni gvožđa u vodi imaju karakterističnu boju, a od prisustva kiseonika zavisi intenzitet boje (žuta ili crvena). Najčešće na boju vode utiče sadržaj organskih materija (žuta boja, boja „čaja“). Boja kao parametar ne spada u toksične parametre, ali se nalazi na EPA (eng. Environmental Protection Agency-Agencija za zaštitu životne sredine) listi sekundarnih (estetskih) parametara i utiče na izgled, a ponekad i na miris vode. Boja vode određuje se i meri kolorimetrijskim metodama i izražava brojem. Boju treba odrediti na licu mesta, nakon uzimanja uzorka, a jedinica boje bazirana je na platina-kobalt (Pt-Co) standardnom rastvoru koji formira žutu boju.

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ br.42/98) propisana je maksimalna dopuštena vrednost boje od 5 stepeni kobalt platinske skale. U vanrednim prilikama ova vrednost ima vrednost od 50 stepeni kobalt platinske skale.

Postupak za određivanje boje:

Boja vode se određuje poređenjem sa bojom standardnih rastvora pomoću kolorimetrijskog komparatora ili spektrofotometrijski. Postupak za određivanje boje prikazan je ilustrativno na slici 1 (koracima 1-11). Za intenzivne boje ispitivanog uzorka potrebno je uzorak pre određivanja razblažiti. Dobijene rezultate uneti u tabelu 1.1.

Boja ispitivanog uzorka se nakon razblaživanja, izračunava prema sledećoj formuli:

$$C_o = C_1 R = C_1 \frac{V_1}{V_o}$$

gde je:

V_1 – zapremina razblaženog uzorka, mL,

V_o – zapremina uzorka, mL

C_1 – boja razblaženog uzorka,

C_o – boja uzorka.

Razblaženje, R , se izražava kao količnik V_1/V_o .


Određivanje boje platina-kobaltnom (Pt-Co) standardnom metodom (2-200 Pt-Co jedinica)

Primena metode: za određivanje boje vode za piće, otpadne vode i morske vode.

Uputstvo za rad:


Pre merenja podesiti pH vrednost vode na 7,6 uz pomoć 1,0 mol/dm³ HCl ili 1,0 mol/dm³ NaOH. Za određivanje boje uzorka potrebno je talasnu dužinu podesiti na 465 nm. Za merenje minimalna potrebna količina uzorka je 6 mL. Za testiranje opreme koristiti nefiltriranu dejonizovanu vodu.

Boja uzorka određuje se spektrofotometrijski prema uputstvu, koje je ilustrativno prikazano na slici 1 (koracima 1.1-1.11):



1.1 Odabrati odgovarajući program na spektrofotometru.
1.2 Odmeriti 200 mL uzorka u čašu.

1.3 Sklopiti aparatuру za filtriranje.
1.4 Isprati filter-hartiju dejonizovanom vodom.




1.5 Isprati filter-hartiju drugi put dejonizovanom vodom.

1.6 U kivetu odmeriti 10 mL dejonizovane vode.

1.7 Ubaciti kivetu u čeliju.

1.8 Pritisnuti ZERO.



1.9 Profiltrirati uzorak za merenje.

1.10 U kivetu odmeriti 10 mL uzorka.

1.11 Pritisnuti READ.

Tabela 1.1 Eksperimentalni rezultati određivanja boje uzorka vode

UZORAK	V_1 (mL)	V_o (mL)	Razblaženje R	Boja razblaženog uzorka, Pt-Co	Boja originalnog uzorka, Pt-Co
			V_1/V_o		

Prokomentarisati rezultate.


Mutnoća vode

Mutnoću vode čine suspendovane i koloidne čestice u vodi. Mutnoća se meri poređenjem svetlosnih efekata koji se odvijaju prolaskom svetlosti kroz uzorak i kroz standard. Što je veći intenzitet skretanja svetla, što je veća interferencije, veća je i mutnoća uzorka. Izražava se u nefelometrijskim jedinicama mutnoće, (*eng.nephelometric turbidity units (NTU)*) i u sadržaju SiO_2 u vodi izraženim u mg/L.

Mutnoća vode potiče od:

- suspendovanih čestica gline,
- čestica mulja,
- finih, sitnih organskih i neorganskih materija,
- rastvorenih, obojenih organskih materija,
- mikroskopski sitnih živih organizama i
- planktona.

Mutnoća daje vodi neprozirnost. Mutnoća se meri i određuje u laboratorijama i na licu mesta (*eng. on-site*) u rekama. U periodu niskog vodostaja mnoge reke imaju čistu, jasnú, zelenkastu, prozirnu boju, imaju nisku mutnoću, manju od 10 NTU-a. U kišnom periodu, čestice sa obale se spiraju i rastvaraju u vodi, voda postaje blatnjava i obojena, što ukazuje na visoku mutnoću. Tokom visokog vodostaja, brzina vode je veća, količina vode koja protiče je veća i ona doprinosi lakšem i bržem spiranju suspendovanih materija sa dna, što uzrokuje veću mutnoću vode. Na slici 1.2 prikazana su tri uzorka vode različitih mutnoća: <10, 200 i 1200 NTU-a (sa leva na desno). Na slici 1.3 prikazana su tri standardna uzorka kod kojih je mutnoća, 5, 50, i 500 NTU-a (sa leva na desno).



Slika 1.2 Laboratorijsko merenje mutnoće vode



Slika 1.3 Standardni uzorci različite mutnoće (5, 50 I 500 NTU-a)

Na slici 1.4 prikazan je terenski turbidimetar, koji se kalibriše standardima odgovarajuće mutnoće, koje izdaje proizvođač. Savremena merenja mutnoće na terenu podrazumevaju ugradnju turbidimetara (slika 1.5) koji omogućavaju kontinuirano merenje mutnoće u rekama.



Slika 1.4 Terenski turbidimetar




Slika 1.5 Merač mutnoće

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ br.42/98) propisana je maksimalna dopuštena vrednost mutnoće do 1 NTU. U vanrednim prilikama ova vrednost ima vrednost od 6 NTU.

Postupak za određivanje mutnoće:

Na prethodno kalibrisanom turbidimetru određuje se mutnoća uzorka, kao što je prikazano na slici 1.6 (1-5).



U tabelu 1.2 uneti rezultate dobijene nakon određivanja mutnoće kod odabralih uzoraka.

Tabela 1.2 Eksperimentalni rezultati određivanja mutnoće vode na HACH turbidimetru

UZORAK	MUTNOĆA (NTU)

Prokomentarisati rezultate.

INSTRUMENTALNA TEHNIKA -KOLORIMETRIJA I SPEKTROFOTOMETRIJA

Kolorimetrijskim metodama određuju se koncentracije obojenih rastvora koji apsorbuju u vidljivom ili bliskom UV delu spektra.

Da bi se supstanca mogla odrediti kolorimetrijski mora ispunjavati sledeće uslove:

- intenzitet boje mora biti stabilan u dužem vremenskom intervalu,
- boja mora biti intenzivna,
- apsorpcija zračenja mora da se pokorava Lambert-Beerovom zakonu,
- male promene temeprature, pH i drugih faktora ne smeju bitno da utiču na intenzitet boje.

Ukoliko je intenzitet neke boje nedovoljan onda se dodatkom pogodnog reagensa može prevesti u intenzivnije obojeno jedinjenje. Boja koju ima rastvor neke supstance komplementarna je boji koju ta supstanca apsorbuje (na primer: bakar(II)-jon je bledoplave boje, što znači da apsorbuje u žutom delu spektra).

Reagens u kolorimetriji mora da poseduje sledeće osobine:

- reagens treba da reaguje stehiometrijski sa ispitivanom supstancicom i uvek treba dodati dovoljnu i istu količinu reagensa u ispitivane rastvore i standarde,
- reagens ne sme da apsorbuje u vidljivom delu spektra,
- reagens mora biti selektivan u odnosu na ispitivanu supstancu,
- boja nastalog proizvoda mora se brzo razvijati,
- reagens ili ispitivana supstanca ne smeju da stupaju u reakcije sa drugim sastojcima u rastvoru koji ih mogu prevesti u neaktivne oblike ili kompleksno jedinjenje zbog čega bi izostalo razvijanje boje.


U kolorimetriji se obično intenzitet boje nepoznatog rastvora upoređuje sa jednim ili više standardnih rastvora poznate koncentracije

Spektrofotometrija je apsorpciona metoda koja se zasniva na praćenju zavisnosti apsorbance od talasne dužine zračenja koje je prošlo kroz analiziranu supstancu. Apsorpcija se može pratiti u UV, Vis, IC, mikrotalasnoj i radiofrekventnoj oblasti. Spektrofotometrijom su obuhvaćene kvalitativne i kvantitativne analize

Kvantitativna analiza zasniva se na činjenici da apsorpcioni spektar supstance zavisi od njenog sastava i strukture. Na osnovu zavisnosti apsorpcije od talasne dužine i vrednosti apsorpcije na određenoj talasnoj dužini moguće je identifikovati apsorbujuću supstancu.

Kvantitativna analiza sa zasniva na Lambert-Beerovom zakonu:

U optici, Lambert-Beerov zakon povezuje apsorpciju svetlosti sa karakteristikama materijala (supstance, jedinjenja) kroz koju je priopuštena svetlost, što je ilustrativno prikazano na slici 1.7. Prema ovom zakonu data je logaritamska povezanost između transmisije (T) svetlosti koja je propuštena kroz uzorak i apsorpcionog koeficijenta supstance, α , i debljine sloja uzorka kroz koji prolazi svetlost, ℓ . Apsorpcioni koeficijent izražava se preko molarne apsorpcije apsorbujuće supstance, ϵ , i preko koncentracije hemijske vrste koja apsorbuje svetlost, c , ili preko apsorpcionog poprečnog preseka, σ , i gustine apsorpcije, N .



Slika 1.7 Ilustrativan prikaz propuštanja svetlosti kroz uzorak u kiveti

Za tečnosti navedene važe sledeće jednačine:

$$T = \frac{I}{I_0} = 10^{-\alpha l} = 10^{-\varepsilon c} \text{ gde su:}$$

I_0 -intenzitet upadne svetlosti pre prolaska kroz ispitivani materijal,
 I -intenzitet upadne svetlosti nakon prolaska kroz ispitivani materijal.

Transmisija se može izraziti preko apsorbancije prema sledećoj jednačini:

$$A = -\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right).$$

Što ukazuje na linearu vezu apsorpcije i koncentracije (ili gustine apsorpcije):

$$A = \sigma \cdot l \cdot N = \alpha \cdot l.$$

Ako je poznata debljina sloja kroz koju prolazi svetlost, molarna apsorpcija (ili apsorpcioni poprečni presek), a ako se apsorpcija meri, koncentracija supstance može se odrediti.

Kod spektrofotometra l je jednako debljini kivete i konstantno je i apsorbancija zavisi samo od koncentracije ispitivane supstance i izmerene apsorpcije. Da bi se postigla najveća tačnost i osetljivost apsorpcije bitan je izbor talasne dužine merenja. Ona mora da ispunи sledeće uslove: da se merenjem postiže maksimalna osetljivost, da male promene talasne dužine ne utiču na reproduktivnost i da važi Beerov zakon.

Za spektrofotometrijska merenja u Laboratoriji za kvalitet vode Građevinskog fakulteta koristi se instrument prikazan na slici 1.8.



Slika 1.8 Spektrofotometar firme Hach-lange (tip: DR 2800 Portable)

Instrument se odlikuje lakoćom u radu, jednostavnim rukovanjem, dobrom preciznošću i pouzdanošću.

Vežba 2

PROVODLJIVOST I pH-VREDNOST VODE

Provodljivost, κ

Provodljivost, κ , je električno svojstvo vode. Voda i vodenim rastvorima u zavisnosti od koncentracije jona mogu da provode struju. Provodljivost zavisi od jona prisutnih u vodi, od koncentracije jona, pokretljivosti i naiuskrsanja jona, kao i od temperature na kojoj se određuje provodljivost.

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ br.42/98) propisana je maksimalna dopuštena vrednost provodljivosti (u μS , na 20°C , odnosno $293,15\text{ K}$) do $1000 \mu\text{S}$, a u vanrednim prilikama do $2500 \mu\text{S}$.

U SI sistemu jedinica, koji je prikazan u tabeli 2.1 (eng. International System of Units) provodljivost, se izražava u simensima (S). Recipročna veličina je otpornost, R , čija jedinica je om (Ω). Obično se meri specifična provodljivost, κ_s , koja se izražava u $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Tabela 2.1 SI sistem mernih jedinica

SI merna jedinica		
Osnovna veličina	Naziv	Oznaka (simbol)
Dužina	metar	m
Masa	kilogram	kg
Vreme	sekund	s
Električna struja	amper	A
Termodynamička temperatura	kelvin	K
Količina supstance	mol	mol
Intenzitet svetlosti	kandela	cd

Provodljivost, κ , je obrnuto proporcionalna otpornosti, R :

$$\kappa = \frac{1}{R} .$$

Specifična provodljivost, κ_s , rastvora se određuje instrumentalno, merenjem otpornosti rastvora koji se nalazi između dve nepokretne, hemijski inertne elektrode ili automatski, pomoću konduktometra, koji se sastoji iz sonde za direktno merenje provodljivosti.

Postupak za određivanje specifične provodljivosti, κ_s

Provodljivost uzorka se određuje na konduktometru (firma : *WTW* multiparametarski instrument) koji je prikazan na slici 2.1.



Slika 2.1 Konduktometar
(Instrument za određivanje provodljivosti)

Rezultat

Izmerene vrednosti za provodljivost uneti u tabelu 2.2. Dobijene rezultate prokomentarisati.

Tabela 2.2 Rezultati određivanja provodljivosti ispitivanih uzoraka

ISPITIVANI UZORAK	ELEKTRIČNA PROVODLJIVOST, μS/cm
UZORAK DESTILOVANE VODE	
UZORAK VODE ZA PIĆE	
UZORAK br.____	

Prokomentarisati rezultate.


pH vrednost

pH vrednost je mera relativnog alkaliteta ili aciditeta vode i definiše se kao negativan logaritam koncentracije vodonik-jona,

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+].$$

Iako se u vodi nalaze H_3O^+ -joni tradicionalno se koristi oznaka H^+ -jon i pH vrednost. pH skala, prikazana na slici 2.2, kreće se u opsegu od 0 (pH vrednost za najkiselije rastvore) do 14 (pH vrednost za najbaznije rastvore) i ukazuje na aciditet (kiselost) rastvora. Destilovana voda ima pH vrednost 7. Ova vrednost se smatra neutralnom, ni kiselom, ni baznom. Čista, obična kišnica ima pH vrednost između 5,0 i 5,5, što se smatra blago kiselim rastvorom. Svako povećanje pH jedinice za 1 uslovljava deset puta veću koncentraciju vodonik-jona i obratno.

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, Službeni list SRJ br.42/98, propisana pH vrednost je od 6,8-8,5.



Slika 2.2 pH skala i pH vrednosti nekih poznatih jedinjenja

Puferi

Puferi predstavljaju smešu slabe kiseline i njene soli (konjugovane baze) ili smešu slabe baze i njene soli (konjugovane kiseline). Ovakvi rastvori se odupiru promeni pH pri dodatku kieline, baze ili pri razblaženju. pH vrednost u rastvoru pufera izračunava se uvažavanjem zakona o dejstvu masa.

Izračunavanje koncentracije H^+ i OH^- -jona u rastvorima puferskih smeša može se pokazati na sledećem zadatku.


Zadatak 1.

Izračunati pH vrednost puferske smeše $CH_3COOH/NaCH_3COO$.

Koncentracija komponenata smeše je 0,100 mol/L. Podatak: $K(CH_3COOH)=1,8 \cdot 10^{-5}$

Rešenje:


I. U rastvoru slabe sirćetne kiseline uspostavlja se ravnoteža:



definisana konstantom ravnoteže:

$$K_a = \frac{[H_3O^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 1,8 \cdot 10^{-5}.$$

II. U rastvoru slabe sirćetne kiseline i soli CH_3COONa uspostavlja se ravnoteža, u kojoj je bitan uticaj CH_3COO^- -jona:



Konstanta disocijacije sirćetne kiseline, budući da je temperatura konstantna, ima istu numeričku vrednost. Menjaju se koncentracije i odnosi pojedinih koncentracija.

$$[CH_3COO^-]_{uk} = [CH_3COO^-]_{iz\ kis} + [CH_3COO^-]_{iz\ konjugovane\ soli}$$

Koncentracija CH_3COO^- -jona koja potiče od disocijacije slabe kiseline, u odnosu na koncentraciju CH_3COO^- -jona, iz soli može da se zanemari. To je opravdano tim više što je disocijacija slabe kiseline suzbijena prisustvom CH_3COO^- -jona (iz $NaCH_3COO$).

$$[CH_3COO^-]_{iz\ kis} \approx 0$$

$$[CH_3COO^-]_{uk} = [CH_3COO^-]_{soli}$$

$$[CH_3COOH] = c_a - [H_3O^+] = c_a$$

$$[H_3O^+] = K_a \frac{c_a}{c_{soli}}$$

$$pH = pK_a + \log \frac{c_{soli}}{c_a}$$

Sledi:

$$[H_3O^+] = K_a \frac{c(CH_3COOH)}{c(CH_3COONa)} = 1,8 \cdot 10^{-5} \frac{0,100}{0,100} = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$pH = 5 - \log 1,8 = 4,74$$

Još neki primeri puferskih parova, koji su uobičajeni u primeni su:
fosforna kiselina (H_3PO_4) i natrijum-fosfat (Na_3PO_4),
ugljena kiselina (H_2CO_3) i natrijum-bikarbonat ($NaHCO_3$),
natrijum-bikarbonat ($NaHCO_3$) i natrijum-karbonat (Na_2CO_3),
amonijak (NH_3) i amonijum-hlorid (NH_4Cl).

Određivanje i merenje pH

pH vrednost se određuje metodom direktnе potenciometrije. Instrument za određivanje pH naziva se pH-metar. Za merenje pH vrednosti koristi se par elektroda: indikatorska (staklena) i referentna (kalomelova ili srebro-srebro-hloridna) elektroda. Merenje potencijala indikatorske elektrode svodi se na merenje elektromotorne sile (EMS) sprega:

indikatorska elektroda /ispitivan rastvor/ referentna elektroda.

Prema Nernstovoj jednačini, potencijal staklene elektrode odgovara potencijalu za redoks reakciju:

$$2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{H}_2$$

Vrednost potencijala vodonične, odnosno staklene elektrode data je jednačinom:

$$E_{2\text{H}^+/\text{H}_2} = E_{2\text{H}^+/\text{H}_2}^\theta - \frac{0,059}{2} \log \frac{1}{[\text{H}^+]^2}$$

$$E_{STAKLENE} = E_{2\text{H}^+/\text{H}_2}^\theta - \frac{0,059}{2} \log \frac{1}{[\text{H}^+]^2}$$

$$E_{STAKLENE} = 0,00 + 0,059 \log [\text{H}^+]$$

Kako je $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ dobija se: $E_{STAKLENE} = -0,059 \text{ pH}$

$$\boxed{\text{pH} = - \frac{E_{STAKLENE}}{0,059}}$$

Pre početka rada potrebno je izbaždariti pH-metar za datu elektrodu standardnim rastvorima pufera pH vrednost 4,00 i 7,00.

Rad na pH-metru

Svaki pH-metar ima uputstvo u kome su navedeni postupci za pripremu uzoraka i pripremu instrumenta, kao i postupak rada sa pH-metrom. Na slici 2.3 prikazan je laboratorijski pH-metar (firme *Metrohm* tip: 827 pH lab) koji se koristi za određivanje vrednosti pH.



Slika 2.3 pH-metar

Merenje pH vrednosti ispitivanih uzoraka:

- Isprati elektrodu destilovanom vodom, pokupiti kapljice filter hartijom i uroniti elektrodu u rastvor nepoznate pH vrednosti. Pritisnuti funkciju tipku za merenje pH. Posle ovog merenja, elektrode se izvuku iz rastvora, operu destilovanom vodom, a kapi vode sa elektroda pukue filter hartijom.
- Nakon merenja pH ispitivanog rastvora, isprati elektrodu i ostaviti je uronjenu u destilovanu vodu.

Osetljivost: $\pm 0,01$ pH jedinica.

U tabelu 2.3 uneti rezultate određivanja pH-vrednosti različitih vodenih rastvora. Dati komentar prema dobijenim merenjima.

Tabela 2.3 Rezultati određivanja pH ispitivanih uzoraka

UZORAK	pH
UZORAK br._____	
DESTILOVANA VODA	
PUFERSKI KAPACITET	
VODOVODSKA VODA	
VODOVODSKA VODA + 2 mL kiseline (H_2SO_4)	
VODOVODSKA VODA + 2 mL baze (NaOH)	
DESTILOVANA VODA	
DESTILOVANA VODA + 2 mL kiseline (H_2SO_4)	
DESTILOVANA VODA + 2 mL baze (NaOH)	
PUFER: pH = 5,00	
PUFER: pH = 5,00 + 2 mL kiseline (H_2SO_4)	
PUFER: pH = 5,00 + 2 mL baze (NaOH)	
PUFER: pH = 7,00	
PUFER: pH = 7,00 + 2 mL kiseline (H_2SO_4)	
PUFER: pH = 7,00 + 2 mL baze (NaOH)	
PUFER: pH = 10,00	
PUFER: pH = 10,00 + 2 mL kiseline (H_2SO_4)	
PUFER: pH = 10,00 + 2 mL baze (NaOH)	

Prokomentarisati rezultate.

Vežba 3a



ALKALITET I ACIDITET VODE (ODREĐIVANJE SADRŽAJA HIDROKSIDA, KARBONATA I BIKARBONATA U VODI)

Alkalitet

Alkalitet (baznost) vode čine hidroksidi, karbonati i bikarbonati (hidrogen-karbonati) alkalnih i zemnoalkalnih metala, uglavnom natrijuma, kalcijuma i magnezijuma.

Alkalitet se određuje titracijom vode, rastvorom hlorovodončne kiseline ili rastvorom sumporne kiseline uz indikatore fenolftalein i metiloranž.

Ukupan alkalitet (T alkalitet) čine alkalitet prema fenolftaleinu i alkalitet prema metil-oranžu. Alkalitet prema fenolftaleinu (p alkalitet) potiče od prisustva hidroksida ili karbonata ili smeše hidroksida i karbonata. Alkalitet prema metiloranžu (m alkalitet) može poticati od karbonata i bikarbonata pojedinačno, ili smeše karbonata i bikarbonata, kao što je ilustrativno prikazanao na slici 3.1. Istovremeno prisustvo hidroksida i bikarbonata u uzorku nije moguće, jer oni reguju međusobno prema jednačini:



Slika 3.1 Alkalitet vode u zavisnosti od pH

Alkalitet vode se izražava kao sadržaj CaCO_3 u mg/L vode.

Osnovni pojmovi:

- I. Titracija – osnovna operacija u volumetriji u kojoj se rastvor (poznate koncentracije) jedne supstance (*titranta*), dodaje iz birete rastvoru (tačno odmerene zapremine, ali nepoznate koncentracije) druge supstance (*titranda*), do završetka reakcije, u cilju određivanja nepoznate koncentracije titranda.
- II. Titrant – supstanca, rastvor koji se titriše.
- III. Titrant – titraciono sredstvo, reaktant kojim se titriše.
- IV. Indikator – jedinjenje koje se u volumetrijskoj analizi koriste za vizuelno određivanje završne tačke titracije na osnovu činjenice da u blizini ekvivalentne tačke dolazi do nagle i uočljive promene nekog fizičko-hemijskog svojstva indikatora (najčešće boje).
- V. Volumetrija (volumetrijska analiza)–metoda koja se zasniva na merenju zapremine titranta-rastvora poznate koncentracije utrošene za reakciju sa titrantom - rastvorom nepoznate koncentracije.

Određivanje alkaliteta vode

Ukupan (**T**) alkalitet se određuje titracijom 100,0 mL vode, rastvorom sumporne kiseline, koncentracije 0,05 mol/L, uz indikatore fenolftalein i metiloranž.

Za uzorke kod kojih je pocetni pH>8,3, titracija se izvodi u dva stupnja:

- I. uz indikator fenolftalein, dok se indikator ne obezboji (**p alkalitet**);
- II. uz indikator metiloranž, do prelaska boje indikatora iz žute u narandžastu (**m alkalitet**);

Za uzorke kod kojih je pocetni pH<8,3, titracija se izvodi u samo jednom stupnju, određuje se samo **m alkalitet**.

Postupak za određivanje alkaliteta vode obuhvata analizu dobijenih rezultata prema uputstvu za interpretaciju koje je dato u tabeli 3.1.

Napomena: za određivanje m alkaliteta postupak početi od tačke 7.

1. Odmeriti 100,0 mL uzorka pomoću pipete.
2. Dodati 10 kapi indikatora fenolftaleina. Rastvor se oboji svetlo ružičastom (ljubičastom) bojom.
3. Dodati rastvor H₂SO₄ u biretu i podesiti na nulu (ili očitati početni nivo zapremine H₂SO₄).
4. Titrisati uzorak, sve do obezbojavanja indikatora fenolftaleina. U momentu promene boje indikatora, pH-vrednost rastvora je 8,3, a joni koji su izreagovali sa H₂SO₄, predstavljaju **p alkalitet**.
5. Izračunati **p alkalitet** (na osnovu utrošene zapremine H₂SO₄, vrednost koja se unosi u tabelu 3.2.), u skladu sa tumačenjem iz tabele 3.1..
6. U isti uzorak dodati 6-7 kapi indikatora metiloranža (bezbojan rastvor se oboji žutom bojom).
7. Titrisati uzorak, sve do promene boje metiloranža iz žute u narandžastu. U trenutku promene boje indikatora u narandžastu, pH dostiže vrednost 4,4 i svi joni koji doprinose alkalnosti su izreagovali sa H₂SO₄.
8. Zabeležiti utrošenu zapreminu H₂SO₄, (u odgovarajuću kućicu u tabeli 3.2.) koja je dobijena nakon promene boje metiloranža.
9. Izračunati **m alkalitet** (prema uputstvu za interpretaciju rezultata iz tabele 3.1).

Tabela 3.1 Sadržaj različitih jonskih vrsta u zavisnosti od alkalnosti

REZULTAT TITRACIJE	KONCENTRACIJA JONA		
	OH^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-
$p = 0$	0	0	m
$p < m/2$	0	$2p$	$m - 2p$
$p = m/2$	0	$2p = m$	0
$p > m/2$	$2p - m$	$2(m - p)$	0
$p = m$	m	0	0

Tabela 3.2 Eksperimentalni rezultati određivanja alkalnosti

Uzorak br ____	Preračunato prema tabeli 3.1								
	$(V_{\text{H}_2\text{SO}_4})_{ff}$ mL	$(V_{\text{H}_2\text{SO}_4})_{mo}$ mL	p mg/L	m mg/L	T mg/L	$T/2$	OH^- mg/L	CO_3^{2-} mg/L	HCO_3^- mg/L
I proba									
II proba									

Napomena:

p alkalitet izračunava se prema sledećoj formuli:

$$p = \frac{(V_{\text{H}_2\text{SO}_4})_{ff}}{V_{uz}} \cdot 1000, \text{ mg/L, izraženo preko CaCO}_3,$$

gde je:

$V_{\text{H}_2\text{SO}_4}$ – zapremina H_2SO_4 utrošena u prvom stupnju titracije (obezbojavanje fenolftaleina),

V_{uz} – zapremina početnog uzorka (100,0 mL).

m alkalitet se izračunava prema sledećoj formuli:

$$m = \frac{(V_{\text{H}_2\text{SO}_4})_{mo}}{V_{uz}} \cdot 1000, \text{ mg/L, izraženo preko CaCO}_3,$$

gde je:

$V_{\text{H}_2\text{SO}_4}$ – zapremina H_2SO_4 utrošena u drugom stupnju titracije (promena boje metil-oranža u narandžastu),


V_{uz} – zapremina početnog uzorka (100,0 mL).

Ukupni alkalitet izračunava se kao: $T = p + m$.


Aciditet

Aciditet (kiselost) prirodnih voda potiče od ugljene kiseline, a ponekad i od huminskih kiselina. Aciditet otpadnih voda može poticati i od mineralnih kiselina (HCl , HNO_3) ili hidrolizovanih soli. Određivanje aciditeta je važno zbog agresivnih osobina kiselih voda. Većina prirodnih voda se smatraju alkalnim, mada mogu da sadrže i slobodnu ugljenu kiselinu (H_2CO_3). Stoga mnoge prirodne vode mogu da sadrže i aciditet i alkalitet, pri čemu aciditet može poticati samo od ugljene kiseline.

Ugljena kiselina se određuje titracijom rastvorom NaOH u prisustvu fenolftaleina kao indikatora. Odigrava se reakcija:



U prirodnim vodama samo CO_2 daje kiselost vodama i u zavisnosti od pH sredine prisutne su i različite forme ugljene kiseline, kako je prikazano na dijagramu raspodele koji je prikazan na slici 3.2.



Slika 3.2 Dijagram raspodele molekulskog i jonskih oblika ugljene kiseline u vodenom rastvoru, u zavisnosti od pH vrednosti rastvora

Iz dijagrama se može zaključiti sledeće:

1. Za $\text{pH} < 8$ u rastvoru su prisutni H_2CO_3 ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$) i HCO_3^- joni. Sadržaj CO_3^{2-} je zanemarljiv,
2. Za $8 < \text{pH} < 9$ u rastvoru su prisutni HCO_3^- joni. Sadržaj CO_3^{2-} jona i slobodne H_2CO_3 je skoro zanemarljiv,
3. Za $\text{pH} > 9$ u rastvoru su prisutne samo jonske vrste ugljene kiseline, odnosno HCO_3^- i CO_3^{2-} joni.

Prirodne vode se ponašaju kao ravnotežni sistemi u kojima sadržaj H_2CO_3 , HCO_3^- i CO_3^{2-} , tako da se pH vrednost prirodnih voda reguliše na vrednosti manje od 8.

Postupak za određivanje kiselosti, odnosno aciditeta (A) vode

1. Odmeriti 100,0 mL uzorka vode pomoću pipete.
2. Dodati 10 kapi indikatora fenolftaleina (ff) (rastvor je bezbojan).
3. Dodati rastvor NaOH u biretu i podesiti na nulu (ili očitati početni nivo zapremine NaOH).
4. Titrисati uzorak sve do promene boje rastvora u ljubičastu.
5. Očitati nivo zapremine NaOH u bireti, nakon završetka titracije.
6. Izračunati i uneti vrednost za utrošenu zapreminu NaOH za neutralizaciju kiselih vrsta u vodenom rastvoru u odgovarajuću kućicu u tabeli 3.3.

Uputstvo za određivanje kiselosti rastvora:

Koncentracija kiselih vrsta se izračunava prema sledećoj formuli:

$$A = \frac{(V_{NaOH})_{ff}}{V_{uz}} \cdot 1000 \text{ , mg/L izraženo preko CaCO}_3,$$

gde je:

A-aciditet, odnosno koncentracija kiselih vrsta, mg/L

$(V_{NaOH})_{ff}$ – zapremina NaOH utrošena u titraciji (do promene boje ff u ljubičastu), mL

V_{uz} – zapremina početnog uzorka (100 mL), mL.

Tabela 3.3 Eksperimentalni rezultati pri određivanju kiselosti

Uzorak br_____	$(V_{NaOH})_{ff}$ mL	A mg CaCO ₃ /L

Napomena: U uzorku vode koji se ispituje nema jakih kiselina koje se određuju titracijom sa NaOH, uz indikator metiloranž.

PODSETNIK

Izražavanje masene koncentracija

Postoji nekoliko načina za izražavanje koncentracija, a jedan od najčešće korišćenih za određivanje kvaliteta vode jeste izražavanje preko masene koncentracije.

Masena koncentracija izražava odnos mase supstance po jedinici zapremine rastvora ili odnos mase supstance po jedinici mase rastvora:

$$\text{Masa po jedinici zapremine rastvora (mg/L)} = \frac{\text{masa supstance (mg)}}{\text{zapremina rastvora (L)}}$$

$$\text{Masa po jedinici mase rastvora (mg/kg)} = \frac{\text{masa supstance (mg)}}{\text{masa rastvora (kg)}} = (\text{ppm})$$

Konverzija između ova dva vida izražavanja koncentracija je jednostavna ukoliko je poznata gustina rastvora, ρ_{rastvora} : $X \text{ (mg/kg)} \cdot \rho_{\text{rastvora}} \text{ (kg/L)} = Y \text{ mg/L}$

U praksi je veoma rasprostranjeno mišljenje da je gustina rastvora jednaka 1 kg/L pa se zaboravlja na razliku ove dve jedinice mere. Ovakav način razmišljanja je uglavnom prihvatljiv kada su u pitanju razblaženi rastvori na normalnoj temperaturi okoline, što je slučaj

sa prirodnim vodama ili vodom za piće. Međutim, ne treba zaboraviti da gustina nekih rastvora kada su u pitanju komunalne ili industrijske otpadne vode ne mora da zadovoljava ovaj uslov.

Ponekad je neophodno uporediti uticaj različitih supstanci na kvalitet vode pa je uobičajeno da se tada koncentracije analiziranih supstanci izraze u vidu koncentracije elementa koji je zajednički za sve supstance. Ako se, na primer, želi ispitati uticaj amonijaka (NH_4^+) i nitrata (NO_3^-) na recipijent, onda se to može uraditi preko azota (N), koji je zajednički element u oba jedinjenja:

$$360 \text{ mg } \text{NH}_4^+/\text{L} * \frac{14 \text{ mg N}}{18 \text{ mg } \text{NH}_4^+} = 280 \text{ mg } \text{NH}_4^+-\text{N/L}$$

$$1240 \text{ mg } \text{NO}_3^-/\text{L} * \frac{14 \text{ mg N}}{62 \text{ mg } \text{NO}_3^-} = 280 \text{ mg } \text{NO}_3^--\text{N/L}$$

Iz ovog primera se vidi da veoma različite koncentracije amonijaka i nitrata u rastvorima mogu prouzrokovati identičan uticaj na recipijent ako se razmatra količina azota koja se upušta u recipijent.

Vežba 3b

ZASIĆENJE VODE I RAVNOTEŽE

Analiza vode i kontrola kvaliteta sa aspekta sadržaja CO_2 , H_2CO_3 i anjona, HCO_3^- i CO_3^{2-} , kao i prisustva jona kalcijuma su deo osnovne hemije vode. Oni pripadaju jednom kompleksnom ravnotežnom sistemu koji se menja usled spoljnog uticaja. Kiseline i baze utiču na ravnotežu sistema i menjaju koncentraciju jedinjenja pri određenim pH vrednostima.

Osnovni pojmovi:

- Slobodna ugljena kiselina: rastvoren, slobodni CO_2 odgovara najbliže baznom kapacitetu do pH 8,2.
- Agresivna ugljena kiselina: višak CO_2 .
- Vezana ugljena kiselina: sadržaj HCO_3^- i CO_3^{2-} -jona stehiometrijski preračunati u CO_2 .

Parametar sadržaja CO_2 ne koristi se u Pravilniku za vodu za piće u našoj zemlji, a prema preporukama EU voda ne sme biti agresivna, ali sadržaj CO_2 nije ograničena nekom vrednošću.

Ugljena kiselina

Ugljenik(IV)-oksid se rastvara u vodi: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$, pri čemu se delom nagradi ugljena kiselina (samo oko 1 % rastvorenog CO_2 gradi ugljenu kiselinu). Za postizanje stanja ravnoteže između CO_2 u atmosferi i u vodi potrebno je određeno vreme. Koncentracija slobodne ugljene kiseline u površinskim vodama je određena parcijalnim pritiskom CO_2 u atmosferi. Površinske vode obično sadrže oko 10 mg/L slobodnog ugljenik(IV)-okсида (CO_2) dok koncentracija CO_2 u podzemnim vodama može imati mnogo veću vrednost (redukcionala sredina).


Rastvaranjem 1 mmol CO_2 u destilovanoj vodi nastaje složen sistem ugljene kiseline čije su komponente prikazene u tabeli 3.4.

Tabela 3.4 Proizvodi reakcije pri rastvaranju 1 mmol CO_2 u 1 L vode

Komponenta	Hemiske vrste ugljene kiseline	Udeo (%)
CO_2		97,8
H_2CO_3		0,2
HCO_3^-		2,0
CO_3^{2-}		0,003
H^+		4,7

Karakteristike sistema ugljene kiseline.

Ugljena kiselina disosuje u 2 stepena pri čemu nastaju bikarbonat- i karbonat-anjoni:



Svaka reakcija sa anjonima ugljene kiseline vodi smanjenju količine rastvorenog CO_2 sa kojim su anjoni povezani uzajamnim dejstvom. Ako se u vodu, koja sadrži CO_2 doda rastvor NaOH,

događa se efekat koji utiče na sve komponente neorganskog ugljenika, pri čemu se neutrališu H^+ -joni. Novi H^+ -joni će nastati disocijacijom H_2CO_3 ; međutim u skladu sa zakonom hemijske ravnoteže i zakonom o dejstvu masa nagradiće se nova količina H_2CO_3 reakcijom CO_2 rastvorenog u vodi. Uspostavlja se novo ravnotežno stanje u sistemu, a CO_2 je poslednja karika u ovom lancu promena. Usled ovih procesa u vodi preostaje manje CO_2 , nego što je bilo na početku.

Bikarbonant-jon, HCO_3^- , je oblik ugljene kiseline u vodi koji nastaje disocijacijom ugljene kiseline u prvom stupnju. Bikarbonat-joni prisutni su u vodi kao rezultat rastvaranja karbonata pomoću ugljene kiseline. Bikarbonat-joni su najrašireniji oblik sadržaja ugljene kiseline u prirodnim vodama, pri srednjim vrednostima pH. Oni čine alkalitet vode.

Karbonat-joni, CO_3^{2-} , nastaju disocijacijom ugljene kiseline u drugom stupnju. Oni se nalaze u alkalnim vodama pri pH iznad 8,4. U prisustvu kalcijum-jona, Ca^{2+} , sadržaj CO_3^{2-} -jona je mali usled male rastvorljivosti CaCO_3 . U prisustvu slobodne ugljene kiseline raste rastvorljivost karbonata uz porast sadržaja HCO_3^- -jona.

Iz svega sledi da sadržaj različitih oblika ugljene kiseline u vodi zavisi od konstante disocijacije ugljene kiseline u prvom i drugom stupnju, kao i od proizvoda rastvorljivosti CaCO_3 . Svi oblici ugljene kiseline istovremeno ne mogu postojati u vodi, već postoji određena dinamička ravnoteža.

Osnovni karbonatni sistem prirodnih voda je sistem ugljene kiseline i bikarbonatnih jona:



Ovaj sistem ima puferske osobine i obezbeđuje postojanost pH prirodnih voda. Iz konstante disocijacije ugljene kiseline sledi da koncentracija slobodne ugljene kiseline zavisi od pH i od sadržaja karbonata.

Sadržaj CO_2 može značajno da doprinese koroziji. Stabilne su one vode u kojima je prisutna osnovna karbonatna ravnoteža. Stabilne vode ne menjaju sastav u dodiru sa karbonatom, betonom ili karbonatnim zaštitnim oblogama. Vode koje imaju višak slobodne ugljene kiseline su agresivne jer rastvaraju karbonate u kontaktu sa betonom ili ostalim karbonatnim naslagama.




Vode koje imaju veći sadržaj bikarbonata od ravnotežnog su takođe nestabilne, jer izazivaju razlaganje bikarbonata. U prisustvu jona kalcijuma i magnezijuma taloži se CaCO_3 ili MgCO_3 što doprinosi stvaranju nepoželjnih taloga i naslaga. Zbog toga je u pripremi vode i kod korišćenja vode neophodno da voda bude stabilna i da ne izaziva nepoželjne promene. Dekarbonizacija (uklanjanje CO_2) vode nakon poslednjeg stepena prerade kod omekšavanja vode je prepoznatljiv tretman u tom smislu.

Kalcijum-jon

Uobičajeno je da se umesto konkretne baze, reakcija sa bazama predstavlja reakcijom sa OH^- -jonom. Pored NaOH može se u vodu kao baza dodati rastvor KOH ili $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Od svih jona metala, koji su zastupljeni u prirodnim vodama, Ca^{2+} -jon gradi CaCO_3 , i ima najmanju rastvorljivost. Smatra se da je dovoljno posmatrati ulogu Ca^{2+} -jona i ravnoteže u sistemu $\text{CaCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$.

Napomena: MgCO_3 je rastvorljiviji od CaCO_3 . Karbonati jona alkalnih metala (Na^+ , K^+) su potpuno rastvorljivi. Sr^{2+} i Ba^{2+} -joni grade manje rastvorljive karbonate, ali se ovi joni nalaze samo u tragovima što je zaključeno na osnovu analiza voda.

Ako se posmatra dodatak Ca(OH)₂ u obliku „krečne vode“ u vodu koja sadrži rastvoren CO₂, dostiže se tačka u kojoj ima dovoljno karbonat-jona da nastaje talog CaCO₃ prema jednačini:



U jednom momentu dostiže se stanje kada više ne dolazi do taloženja CaCO₃; time je postignuto zasićenje sa CaCO₃. Svako dalje dodavanje krečne vode vodilo bi taloženju samo kreča, Ca(OH)₂. U prirodnim vodama, stanje zasićenja sa CaCO₃ ne odvija se preko uticaja Ca(OH)₂, već preko reakcije CO₂ sa CaCO₃ što se prikazuje jednačinom:



Sadržaj Ca²⁺-jona, koji odgovara ovoj jednačini i spregnut je sa HCO₃⁻ izdvaja se kao poseban parametar i naziva se „karbonatna tvrdoća“.

OCENA VODE U POGLEDU ZASIĆENJA SA CaCO₃

Osnovno pravilo kod određivanje zasićenja sa CaCO₃ je da voda ne sme da bude korozivna.

U većini slučajeva „višak CO₂“ služi za ocenjivanje korozivnosti vode.

ODREĐIVANJE AGRESIVNOG CO₂ (AGRESIVNE UGLJENE KISELINE)

Agresivna ugljena kiselina određuje se posredno i zasniva se na određivanju količine bikarbonata pre i posle dodatka mermera u prahu u vodi koja se ispituje. Ako se po dodatku mermera količina bikarbonata povećala, onda je prisutna agresivna ugljena kiselina.

Reagensi:

1. 0,05 mol/dm³ H₂SO₄
2. 0,05 %-ni rastvor metiloranža
3. Mermer u prahu

Postupak:

U staklenu bocu od 600 mL sa gumenim zapušaćem sipa se 6 g mermera u prahu i zatim se pažljivo napuni vodom koja se ispituje, tako da pri zatvaranju boce ne ostane ni jedan mehur vazduha. Posle tri dana stajanja, uz povremeno mučkanje (ili posle 4 sata mučkanja na rotacionoj mučkalici), voda se procedi i 100 mL vode se titriše rastvorom sumporne kiseline uz metiloranž do promene boje. U tabelu 3.5 uneti rezultate određivanja agresivne ugljene kiseline. Razlika broja utrošenih milititara sumporne kiseline pre (V₁) i posle (V₂) dodatka mermera, za 100 mL vode pomnožene sa 4,4 daje agresivnu ugljenu kiselinu u mg CO₂/dm³.

Rezultat: Tabela 3.5 Rezultati mermernog testa (određivanja agresivne ugljene kiseline)

ISPITIVANI UZORAK	Utrošak kiseline pre dodatka mermera, V ₁ , mL	Utrošak kiseline nakon tri dana, V ₂ , mL	ΔV = V ₂ - V ₁	Slobodan CO ₂ , mg CO ₂ / dm ³ = 4,4 ΔV
UZORAK KISELE VODE				
UZORAK VODE ZA PIĆE				

Objašnjenje za faktor 4,4:

$$1 \text{ mL } 0,05 \text{ H}_2\text{SO}_4 \approx 1 \text{ mg CaCO}_3 / \text{dm}^3 = \text{mg} / \text{dm}^3 \text{CaCO}_3 \cdot \frac{44}{100} = \text{mg} / \text{dm}^3 \text{CO}_2$$

Vežba 4

TVRDOĆA VODE

Tvrdoća vode je jedan od važnijih parametara sa aspekta kvaliteta vode. Tvrdoća vode potiče od rastvorenih soli kalcijuma (Ca^{2+}) i magnezijuma (Mg^{2+}). Joni kalcijuma i magnezijuma u prirodnim vodama nalaze se u ravnoteži sa bikarbonatima, sulfatima i hloridima. Tvrdoća vode se izražava kao sadržaj CaCO_3 u mg/L vode ili u stepenima (°). Ova karakteristika vode izdvojena je kao posebna kategorija jer je usko povezana sa izdvajanjem teško rastvornih karbonata iz vode i stvaranjem naslaga, što ima uticaja na tehnološke procese u industriji. Razlikuju se karbonatna (KT) i nekarbonatna (NT) tvrdoća vode, kao i prolazna i stalna tvrdoća, što je prikazano u tabeli 4.1

Tabela 4.1 Tipovi tvrdoće

UKUPNA TVRDOĆA (UT)	PROLAZNA TVRDOĆA (PT)	STALNA TVRDOĆA (ST)
KARBONATNA TVRDOĆA (KT)	$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2, \text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$	
NEKARBONATNA TVRDOĆA (NT)		$\text{CaSO}_4, \text{CaCl}_2, \text{MgSO}_4, \text{MgCl}_2$

KT predstavlja sadržaj Ca^{2+} i Mg^{2+} -jona koji su u ravnoteži sa HCO_3^- -jonima. KT vode naziva se i prolazna tvrdoća vode (PT), jer se pri dužem zagrevanju vode uklanja, usled izdvajanja teško rastvornih karbonata:



NT predstavlja sadržaj Ca^{2+} i Mg^{2+} -jona u ravnoteži sa svim drugim anjonima u vodi. NT potiče od soli kalcijuma i magnezijuma kao što su: $\text{CaCl}_2, \text{MgCl}_2, \text{CaSO}_4, \text{MgSO}_4, \text{Ca}(\text{NO}_3)_2, \text{Mg}(\text{NO}_3)_2, \text{CaSiO}_3, \text{MgSiO}_3$ i dr. Posle kuvanja vode i izdvajanja teško rastvornih karbonata, u vodi preostaje minimalna količina Ca^{2+} i Mg^{2+} -jona koji su u ravnoteži sa drugim anjonima koji čine stalnu tvrdoću (ST) vode, pa NT predstavlja ST.


Ukupna tvrdoća (UT), jednaka je zbiru karbonatne i nekarbonatne tvrdoće: $\text{UT} = \text{KT} + \text{NT}$, odnosno zbiru prolazne i stalne tvrdoće: $\text{UT} = \text{PT} + \text{ST}$.

Zastarele jedinice za tvrdoću

U praksi i literaturi sreću se jedinice kao što su stepeni tvrdoće: nemački, francuski i engleski stepeni. Najčešće je korišćen nemački stepen, °dH, koji predstavlja sadržaj od 10 mg CaO u 1 L vode (ili 7,19 mg MgO u 1 L vode.) Stepeni tvrdoće nisu više dozvoljene jedinice.

Omekšavanje vode

Vrlo čest zadatak svih inženjera koji se bave vodama je omekšavanje vode. Omekšavanje je proces pod kojim se podrazumeva uklanjanje Ca^{2+} i Mg^{2+} -jona iz vode različitim fizičko-hemijskim postupcima. Između ostalog, omekšavanje se vrši dodatkom kreča, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, pri čemu se iz vode uklanjuju $\text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$ i HCO_3^- joni, što se može prikazati sledećom jednačinom:



Eksperimentalno se određuju UT i sadržaj Ca^{2+} -jona.

Računski se može odrediti sadržaj Mg^{2+} -jona i ST.

Određivanje ukupne tvrdoće vode

Prema ukupnoj tvrdoći voda se klasificuje kao što je prikazano u tabeli 4.2.

Tabela 4.2 Klasifikacija vode prema tvrdoći

OCENA TVRDOĆE VODE	TVRDOĆA, mg CaCO ₃ /L
meka	<70
umereno tvrda	70-150
tvrda	150-200
vrlo tvrda	>200

Tvrdoća vode se izražava u mg CaCO₃/dm³ vode ili u stepenima (°):

Nemačkim: 1° dH=10 mg CaO/dm³ vode

Francuskim: 1° French Deg.=10 mg CaCO₃/ dm³ vode

Engleskim: 1° English Deg.= 14,3 mg CaCO₃/ dm³ vode

Pretvaranje jednih stepena u druge može se izvesti pomoću sledeće tablice:

Tabela 4.3 Pretvaranje stepena tvrdoće

I Z N O S I				
MERA TVRDOĆE	mg CaCO ₃ / dm ³	engleski stepeni	francuski stepeni	nemački stepeni (dH)
mg CaCO ₃ /dm ³	1,00	0,07	0,10	0,056
1° engleski	14,30	1,00	1,43	0,08
1° francuski	10,00	0,70	1,00	0,56
1° nemački	17,90	1,25	1,79	1,00

Reagensi:


1. Rastvor K_{III} (0,01 mol/dm³)
2. Indikator: eriohromerno T
3. Pufer

Postupak:

Ukupna tvrdoća vode se određuje kompleksomterijskom titracijom 100,0 mL uzorka vode rastvorom kompleksona, K_{III} koncentracije 0,0100 mol/L, uz indikator eriohromerno T. Hemijski naziv kompleksona je etilendiamin-tetrasirćetna kiselina (EDTA). EDTA ima sposobnost da vezuje Ca²⁺ i Mg²⁺ jone u kompleksna jedinjenja što znači da prestaju da postoje kao slobodni joni. Na ovaj način odredi se ukupna količina Ca²⁺ - i Mg²⁺-jona u uzorku vode.

Vizuelna predstava određivanja ukupne tvrdoće:

ODMERITI:
100,0 mL uzorka vode +
10 kapi pufera +
5-6 kapi indikatora za ukupnu tvrdoću



Rezultat:

Utrošak kompleksona za titraciju: $V_{K_{III}} = \underline{\hspace{2cm}}$ mL.

UT se može izračunati na osnovu sledeće formule:

$$UT = V_{K_{III}} \cdot 10 = \underline{\hspace{2cm}} mg/L$$

Određivanje sadržaja Ca^{2+} -jona

Reagensi:


1. Rastvor K_{III} 0,01 mol/dm³
2. Indikator: mureksid
3. Pufer

Postupak:

Sadržaj Ca^{2+} -jona određuje se kompleksomterijskom titracijom 100,0 mL uzorka vode rastvorom kompleksona, K_{III} koncentracije 0,0100 mol/L, uz indikator mureksid. Uz navedeni indikator koji je specifičan za Ca^{2+} -jone može se odrediti sadržaj Ca^{2+} -jona u ispitivanom uzorku vode.

Vizuelna predstava određivanja ukupne tvrdoće:

ODMERITI:
100 mL uzorka vode +
10 kapi pufera +
5-6 kapi indikatora mureksida



Rezultat:

Utrošak kompleksona za titraciju: $V_{K_{III}} = \underline{\hspace{2cm}}$ mL.

$$\text{Sadržaj } \text{Ca}^{2+}\text{-jona: } V_{K_{III}} \times 10 = \underline{\hspace{2cm}} mg/L$$

U tabeli 4.3. prikazati sve dobijene rezultate i izračunati sadržaj Mg^{2+} -jona iz razlike UT i sadržaja Ca^{2+} -jona.

Tabela 4.3 Rezultati određivanja tvrdoće vode

TVRDOĆA	Koncentracija, $\text{mg CaCO}_3/\text{L}$	Tvrdoća (dH)	Koncentracija, mg/L
Ukupna			
Kalcijum, Ca^{2+}			
Magnezijum, Mg^{2+}			

Preračunavanje koncentracije za jone u Mg^{2+} i Ca^{2+} -jone koristiti sledeće odnose molskih masa:

$$Ca^{2+}\text{-jone: } \frac{M_{Ca^{2+}}}{M_{CaCO_3}} = \frac{40}{100} = 0,4 ; Mg^{2+}\text{-jone: } \frac{M_{Mg^{2+}}}{M_{CaCO_3}} = \frac{24}{100} = 0,24 .$$


Napomena za magnezijum i kalcijum: granične vrednosti

Prema našem Pravilniku u vodi za piće propisana maksimalna dopuštena koncentracija za magnezijum (Mg) je 50,0 mg/L, a za kalcijum (Ca) je 200,0 mg/L.

Određivanje nekarbonatne tvrdoće vode

Prolazna tvrdoća (PT) se zbog načina određivanja, može povezati sa alkalitetom vode. Za određivanje PT (za titraciju HCO_3^- -jona ekvivalentnih sadržaju Ca^{2+} ili Mg^{2+} -jona u vodi), koristi se kiselina. Kiselina, međutim, reaguje sa svim supstancama koje čine alkalitet vode, a ne samo sa HCO_3^- -jonima.

U prirodnim vodama *alkalitet* je uslovljen prisustvom nekog od anjona: OH^- , HCO_3^- , CO_3^{2-} (PO_4^{3-} , $HSiO_3^-$, SiO_3^{2-} , huminskih kiselina ili soli slabih organskih kiselina). Kod *alkalnih* voda koje pored zemnoalkalnih, Ca^{2+} i Mg^{2+} -jona, sadrže i značajne količine alkalnih, Na^+ i K^+ -jona, može se dobiti PT vrednost koja je veća od UT. Na primer, ako alkalitet vode potiče od prisustva $NaHCO_3$ i $Ca(HCO_3)_2$, u toku određivanja prolazne tvrdoće, kiselina će se trošiti na ukupan sadržaj HCO_3^- -jona, bez obzira da li oni potiču iz $NaHCO_3$ ili $Ca(HCO_3)_2$, što se može prikazati sledećom hemijskom jednačinom:



Ovaj slučaj se lako prepoznaje jer se na osnovu povećanog utroška kiseline, dobije rezultat za PT prividno veći od UT. U tom slučaju se PT izjednačava sa UT.

UT, određena kompleksometrijski, ekvivalentna je ukupnom sadržaju Ca^{2+} , Mg^{2+} i HCO_3^- -jona, koji čine tvrdoću vode.

U uzorku vode koji se ispituje može se smatrati da je prolazna tvrdoća jednaka karbonatnoj tvrdoći, odakle se računski može odrediti stalna tvrdoća u uzorku, kao što je prikazano u tabeli 4.4.

Rezultat

Tabela 4.4 Rezultat određivanja nekarbonatne tvrdoće vode

Određivanje nekarbonatne tvrdoće vode	Koncentracija, mg CaCO₃/L
Ukupna tvrdoća = karbonatna + nekarbonatna	
Karbonatna tvrdoća (sadržaj HCO_3^- -jona određen iz alkaliteta)	
Nekarbonatna tvrdoća = ukupna – karbonatna	

Proceniti kvalitet vode prema tvrdoći u odnosu na granične vrednosti date u Tabeli 4.2.

Voda koja je ispitivana je _____.

Vežba 5

SADRŽAJ HLORIDA I GVOŽĐA U VODI

Hloridi (Cl^-)

Skoro sve vode u prirodi, kao i otpadne vode, sadrže hlorid-jone. Voda za piće sadrži do 30 mg/L hlorida. Sa higijenskog gledišta voda za piće ne treba da sadrži više od 200 mg/L vode. Ukoliko je koncentracija veća, voda ima slan ukus, naročito ako voda sadrži i dosta natrijum-jona.

Granične vrednosti

Prema direktivi EU hloridi nisu definisani (Directive 98/83/EC), a prema našem Pravilniku u vodi za piće propisana je granica od 200 mg/L. Granica podnošljivog ukusa u vodi za piće je 250 mg/L.


Metode određivanja

Hlorid-joni se mogu odrediti: Morovim postupkom, titracijom pomoću živa(II)-nitrata, potenciometrijskom titracijom pomoću AgNO_3 i jonskom hromatografijom.

Eksperimentalni deo

Određivanje hlorida živa(II)-nitratom

Titracijom hlorid-jona rastvorom živa(II)-nitrata gradi se slabo rastvorljiv, živa(II)-hlorid, prema sledećoj reakciji:



Reagensi:

1. Indikatori (difenilkarbazon i bromfenolplavo)
2. Rastvor azotne kiseline
3. Rastvor živa (II)-nitrata

Vizuelna predstava postupka za određivanje sadržaja hlorid-jona:

ODMERITI:

100,0 mL uzorka vode+

10 kapi indikatora

(difenilkarbazon+bromfenolplavo)

ljubičasta boja

Dodati


HNO_3

u kapima

+ (do promene boje u
žutu)



\rightleftharpoons



plavoljubičasta

(titracija rastvorom živa (II)-nitrata,
 $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$)

Napomena: Koncentracija $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ i HNO_3 su propisane standardnom metodom.

Rezultat:

Utrošak $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ za titraciju je: $V_{\text{eq}} = V_{\text{Hg}(\text{NO}_3)_2} = \underline{\hspace{2cm}}$ mL

Koncentracija hlorida u uzorku je: $[\text{Cl}^-] = 5 \cdot V_{\text{eq}} = \underline{\hspace{2cm}}$ mg/L

Gvožđe (Fe^{2+} , Fe^{3+})

U toku obrade i pripreme vode za piće joni gvožđa (posupkom deferizacije) i mangana (postupkom demanganizacije) se moraju ukloniti, jer njihovo prisustvo u vodi izaziva organoleptičke probleme, kao što su gorko-sladunjav i opor ukus, kao i promene na vešu (fleke pri pranju sa vodom kod koje je sadržaj gvožđa povećan).

Granične vrednosti

Po preporuci EU granična vrednost za gvožđe iznosi $200 \mu\text{g/L}$, u vodi za piće. Prema našem pravilniku maksimalna koncentracija gvožđa iznosi $300 \mu\text{g/L}$.

Metode određivanja

Joni gvožđa se mogu odrediti: plamenom atomskom apsorpcionom spektrometrijskom metodom (AAS), spektrofotometrijskom metodom sa 1,10-fenantrolinom, kolorimetrijskim postupkom sa 1,10-fenantrolinom i kolorimetrijskom metodom sa kalijum-rodanidom.


Eksperimentalni deo

Određivanje gvožđa spektrofotometrijskom metodom (za koncentracije od 0,02-3,00 mg/L)


Reagensi: FerroVer Iron Reagent Powder Pillow

Opis metode: FerroVer reagens za određivanje gvožđa prevodi i rastvorne (dvovalentne) oblike gvožđa i nerastvorne (trovalentne) u rastvorno dvovalentno gvožđe. Dvovalentno gvožđe reaguje sa 1,10 fenantrolinom, indikatorom, sa kojim daje narandžasto jedinjenje, čiji intenzitet boje je direktno proporcionalan koncentraciji gvožđa. Određivanje intenziteta boje, odnosno koncentracija gvožđa meri se na talasnoj dužini od 510 nm spektrofotometrijskom metodom.

Postupak za određivanje gvožđa prikazan je na slici 5.1 (a-h):



- a. Pritisnuti na ekranu: **STORED PROGRAMS**
- b. Odabratи metodu: **gvožđe (br:265)**
- c. Priprema uzorka:
**napuniti kivet sa
10 mL uzorka**
- d. Dodati reagens za Fe
(FerroVer PP)
**-pojavlje se narandžasta boja
ako je Fe prisutno**



- e. Pritisnuti **TIMER>OK:**
REAKCIJA TRAJE 3 min
- f. **SLEPA PROBA:** napuniti kivetu sa **10 mL uzorka**
- g. Kada istekne vreme staviti slepu probu, pritisnuti: **ZERO;**
(na ekranu će se pojaviti: 0.00 mg/L) (rezultati su u mg/L Fe)
- h. Staviti pripremljen uzorak, pritisnuti: **READ**

Rezultat: $\text{Fe}^{2+,3+} =$ _____ mg/L Fe

Vežba 6

SADRŽAJ SULFATA I AZOTNIH JEDINJENJA U VODI

Sulfati (SO_4^{2-})

Sulfati su prisutni u svim vodama.

Granične vrednosti


Po preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku sulfati su u vodi za piće ograničeni na 250 mg/L.

Metode određivanja

Metode za određivanje sulfata zasnovane su na slaboj rastvorljivosti BaSO_4 . Mogu biti gravimetrijske, volumetrijske (titracija rastvorom $\text{Ba}(\text{ClO}_4)_2$), fizičke (merenje mutnoće posle dodavanja BaCl_2).

Eksperimentalni deo

Određivanje sulfata izvodi se u reakciji sulfata sa barijum-hloridom, pri čemu nastaje slabo rastvorni barijum-sulfat:



POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE SULFATA MERENJEM MUTNOĆE POSLE DODAVANJA BaCl_2


1. Odmeriti pomoću menzure (od 100 mL) 50 mL uzorka;
2. Dodati 10,0 mL rastvora koji se sastoji od NaCl i HCl (za održavanje BaSO_4 u suspenziji);
3. Dodati uzorku 1 kašičicu kristalnog BaCl_2 ;
4. Mučkati uzorak oko 5 min.;
5. Pomoću turbidimetra odrediti mutnoću, koja je direktno proporcionalna koncentraciji sulfata. Sadržaj sulfata određuje se iz dijagrama 6.1. Dobijene rezultate uneti u tabelu 6.1

Rezultat

Tabela 6.1. Eksperimentalni rezultati određivanja sadržaja sulfata

Uzorak br _____	Zapremina ispitivanog uzorka			REZULTATI ODREĐIVANJA MUTNOĆE, NTU	Sadržaj SO_4^{2-} jona, mg/L
	V_1 (mL)	V_0 (mL)	Razblaženje R		

Dijagram zavisnosti mutnoće od koncentracije sulfata



Dijagram 6.1 Zavisnost mutnoće od koncentracije sulfata

Prokomentarisati rezultate.

Azotna jedinjenja u vodi: amonijak (NH_3), nitrati (NO_3^-) i nitriti (NO_2^-)

Amonijak (NH_3)

Amonijak pripada grupi azotovih jedinjenja. Pored amonijaka, od jedinjenja azota, u vodi se nalaze nitriti i nitrati, koji u klasičnoj "higijensko-hemijskoj" analizi vode za piće služe kao indikatori hemijskog zagađenja vode. Poreklo azotnih materija u vodi može biti iz nekoliko izvora: iz atmosfere, kao proizvod raspadanja organskih materija ili iz azotnih veštačkih đubriva. Do raspadanja organskih materija može doći pod dejstvom bakterija ili pod uticajem hemijskih reakcija.

Granične vrednosti

Po preporuci EU (EU Directive od 3.11.1998.) granična vrednost za nitrati iznosi 50 mg/L, a za nitrite 0,1 mg/L. Granična vrednost za nitrate (NO_3^-) po našem Pravilniku u vodi za piće iznosi 50 mg/L, za nitrite (NO_2^-) iznosi 0,03 mg/L, a za amonijak (NH_3) 0,1 mg/L (za vodovode do 5000 ES).

Eksperimentalni deo

Klasični reagens za amonijak je "Neslerov reagens". Ovaj reagens je specifičan (reaguje samo sa amonijakom) i osetljiv (reaguje na veoma niske koncentracije amonijaka) reagens za amonijak.


Određivanja amonijaka na "HACH" spektrofotometru

Opis metode: Mineralni stabilizator dodaje se u slučaju da tvrdoća vode prelazi vrednost od 500 mg/L CaCO_3 i 500 mg/L Mg kao CaCO_3 . Polivinilalkohol (PVA) disperzni agens dodaje se kako bi pospešio nastanak boje nakon reakcije Neslerovog reagensa i amonijum jona.


Napomena: Neslerov reagens sadrži živu(II)-jodid. Koncentracija žive koja je prisutna u ispitivanom uzorku i u slepoj probi sadržaće živu u koncentraciji koja je propisana za opasan otpad. Neslerov reagens je toksičan i korozivan, pa se preporučuje pažljivo odmeravanje i dodavanje ovog reagensa.

Žuta boja koja nastaje proporcionalna je po intenzitetu koncentraciji amonijum jona. Određivanje se izvodi na spektrofotometru na talasnoj dužini od 425 nm.


Postupak za određivanje amonijaka prikazan je na slici 6.1 (1-12) :



1. Pritisnuti na ekranu: STORED PROGRAMS
2. Odabratи методу: amonijak (br:380)
3. Priprema uzorka: napuniti menzuru od 25 mL uzorkom.
4. Priprema slepe probe: napuniti menzuru od 25 mL dest.vodom



5. Dodati 3 kapi stabilizatora:
zatvoriti menzure i pomešati
sadržaj nekoliko puta.
6. Dodati 3 kapi PVA
u svaku mezuru.
Zatvoriti menzure i
pomešati nekoliko puta.
7. Odmeriti 1 mL
Neslerovog reagensa.
Zatvoriti menzure i
pomešati nekoliko puta.
8. Pritisnuti TIMER>OK
(Reakcija traje 1 min)



9. Sipati po 10 mL
oba rastvora u kivete.
10. Kada istekne vreme
staviti uzorak slepe
probe pritisnuti
ZERO;
(na ekranu će se pojaviti: 0.00 mg/L)
11. Staviti pripremljen
uzorak u kiveti.
12. Pritisnuti: READ
(na ekranu će biti rezultat u mg/L NH₃-N)


Rezultat

NH₃ = _____ mg/L N

Određivanja nitrata na "HACH" spektrofotometru

Opis metode: Kadmijum, metal koji se nalazi u *NitraVer* reagensu, redukuje nitrate u uzorku do nitrita. Nitrit-jon reaguje u kiseloj sredini sa sulfanilnom kiselinom, iz *NitraVera* i nastaje prelazno jedinjenje diazonijum so. Diazonijum so daje žuti rastvor sa kiselinom u regensu. Intenzitet žute boje proporcionalan je koncentraciji nitrat-jona. Određivanje se izvodi na spektrofotometru na talasnoj dužini od 400 nm.

Postupak za određivanje nitrata prikazan je na slici 6.2 (1-10):



1. Pritisnuti na ekranu: STORED PROGRAMS
2. Odabrati metodu: nitrati (br:353)
3. Priprema uzorka: napuniti kivetu uzorkom od 10 mL.
4. Priprema uzorka: dodadati NitraVer reagens PP. Zatvoriti kivetu.



5. Pritisnuti TIMER>OK (Reakcija traje 1 min) Promešati dobro kivetu posle 1 min.
6. Pritisnuti TIMER>OK (Reakcija traje 5 min)
7. Priprema slepe probe: napuniti kivetu uzorkom od 10 mL.
8. Ubaciti uzorak sl.probe Pritisnuti: ZERO (na ekranu će se pojaviti: 0.00 mg/L)



9. Nakon 2 min, posle isteka vremena ubaciti uzorak.
10. Pritisnuti: READ Rezultati su u mg/L NO₃⁻N.


Rezultat

NO₃⁻ = _____ mg/L N


Određivanja nitrita na "HACH" spektrofotometru

Opis metode: Nitrit-jon u uzorku vode reaguje sa sulfanilnom kiselinom, iz *Nitriver* reagensa, i dolazi do nastanka prelaznog jedinjenja diazonijum soli. Diazonijum so daje rastvor roze boje sa hromotropnom kiselinom u reagensu. Intenzitet boje proporcionalan je koncentraciji nitrit-jona. Određivanje se izvodi na spektrofotometru na talasnoj dužini od 507 nm.

Postupak za određivanje nitrita prikazan je na slici 6.3 (1-8):



1. Pritisnuti na ekranu: STORED PROGRAMS
2. Odabrati metodu: nitriti (br:371)
3. Priprema uzorka: napuniti kivetu uzorkom od 10 mL.
4. Priprema uzorka: dodatiti NitriVer reagens PP. Zatvoriti kivetu.



5. Pritisnuti TIMER>OK
(Reakcija traje 20 min)
6. Priprema slepe probe: napuniti kivetu uzorkom od 10 mL.
7. Ubaciti uzorak sl.probe
8. Pritisnuti: READ
Pritisnuti: ZERO. Rezultati su u mg/L NO₂⁻N.
(na ekranu će se pojaviti: 0.00 mg/L)

Rezultat

NO₂⁻ = _____ mg/L N

Vežba 7a

PROVERA TAČNOSTI REZULTATA HEMIJSKE ANALIZE VODE

Kontrola kvaliteta rezultata analize

Za tačno razumevanje analize vode, za pravilnu ocenu i klasifikaciju vode potrebno je dobro poznavanje hemijskih procesa i analitičkih metoda, kao i promena koje su moguće u uzorku i posledica koje one imaju na kvalitet vode. Promene koje se odvijaju utiču na rezultat, a moguće su u svim fazama analize, od uzorkovanja, pripreme uzorka, čuvanja analize i izvođenja analize.

Hemijske promene, odnosno reakcije koje se odvijaju u vodi su:

- reakcije rastvaranja i taloženja,
- oksido-redukcione reakcije,
- reakcije jonske izmene,
- reakcije neutralizacije, rekacije sorpcije.

Dakle, retko kad vodu i sve reakcije koje se dešavaju u njoj možemo posmatrati izolovano od okoline.

Provera tačnosti urađene analize izvodi se na osnovu kriterijuma prihvatljivosti kontrole kvaliteta. Za to postoji nekoliko načina. Jedan od njih je:

- proračun ukupnih rastvorenih materija za koje rezultat treba da se složi sa sledećim zbirom (mg/L):
ukupne rastvorene materije = 0,6 (alkalitet)+Na+K+Ca+Mg+Cl+SO₄+SiO₃+(NO₃-N)+F.


Ako je izmerena koncentracija veća od izračunate, može biti da značajan doprinos nekih komponenti nije uzet u obzir pri izračunavanju. Ako je ta razlika veća od 20 % potrebno je uzeti nove podatke koji se koriste u računu. Drugi postupak provere tačnosti analize vode su:

- odnos ukupnih rastvorenih materija (mg/L) i provodljivosti (μS/cm) treba da bude u opsegu od 0,55 do 0,7. Ako to nije slučaj, potrebno je ponoviti merenje.

Treći postupak je:

- ravnoteža katjona i anjona u vodi.

Za svaku vodu važi da je elektroneutralna, pa se može za prirodne vode pisati:



pri čemu simboli u zagradama predstavljaju molarne koncentracije. Silicijumova kiselina nije uzeta u obzir u jonskom bilansu, jer je u prirodi nedisosovana. Kod fosforne kiseline u zavisnosti od pH postoji različita zastupljenost pojedinih anjona, pa se u zavisnosti od pH uzima različita vrednost x. Odstupanja do 5 % se tolerišu u računu jonske ravnoteže, a kod slabo mineralizovane vode i do 10 %, a uvek treba voditi računa i o uticaju kompleksnih jedinjenja na jonsku ravnotežu.

U tačno urađenoj analizi vode zbir koncentracija anjona jednak je zbiru koncentracija katjona:

$$\Sigma \text{ anjona} = \Sigma \text{ katjona}$$

sa dopuštenim odstupanjem $\pm 2\%$. Obe sume izražavaju se u meq/L.

Prema standardnim metodama za analizu voda i otpadnih voda definisani su kriterijumi prihvatljivosti za razlike koje se dobijaju (%) između zbiru anjona i katjona.

- relacija između provodljivosti i ukupnih katjona i anjona treba da za izračunate ukupne vrednosti katjona ili anjona (izražene u meq/L) i pomnožena sa 100, budu blizu izmerene vrednosti za provodljivost (izražena u $\mu\text{S}/\text{cm}$). U suprotnom potrebno je ponoviti analizu.
- relacija između ukupne tvrdoće i vrednosti za kalcijum i magnezijum.
- relacije između različitih formi azota.
- relacije između različitih formi fosfora.

SUMA KATJONA I ANJONA

U tabelama 7.1 i 7.2 odrediti i analizirati koncentracije anjona i katjona u vašim uzorcima u cilju određivanja elektroneutralnosti ispitivanih uzoraka vode.

Tabela 7.1 Suma anjona

Anjoni		Molska masa g/mol	Koncentracija		
			mg/L	mmol/L	meq/L
Hloridi	Cl^-	35			
Nitrati	NO_3^-	62			
Sulfati	SO_4^{2-}	96			
Karbonati	CO_3^{2-}	60			
Bikarbonati	HCO_3^-	61			
			Σ		

Tabela 7.2 Suma katjona

Katjoni		Molska masa g/mol	Koncentracija		
			mg/L	mmol/L	meq/L
Kalcijum	Ca^{2+}	40			
Magnezijum	Mg^{2+}	24			
Gvožđe,	$\text{Fe}^{2+,3+}$	56			
Amonijum	NH_4^+	18			
			Σ		

U vodi treba da se uspostavi ravnoteža odnosno da suma anjona bude jednaka sumi katjona.

$$\Sigma \text{anjona} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ meq/L}$$

$$\Sigma \text{katjona} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ meq/L}$$

Rezultat: $\Sigma \text{ anjona} = \Sigma \text{ katjona}$

Uslov o jednakosti anjona i katjona nije/jeste ispunjen.

Pri analizi nisu/jesu analizirani svi anjoni i katjoni koji se nalaze u uzorku.

ZADACI IZ KONTROLE KVALITETA REZULTATA ANALIZE VODE

1. Rezultati analize prirodne vode prikazani su u tabeli 7.3.

KATJONI	$c(\text{mmol/L})$	ANJONI	$c(\text{mmol/L})$
Ca^{2+}	1,525	HCO_3^-	3,600
Mg^{2+}	0,565	SO_4^{2-}	0,485
Na^+	0,900	Cl^-	0,510

Koje soli su rastvorene u vodi? Izračunati koncentracije soli u meq/L i u mmol/L!

Rešenje:

Ovo je primer gde je poznavanje normalne koncentracije izuzetno korisno! Koncentracije različitih supstanci mogu se sabirati samo ako se uvaži njihov različit hemizam, a to je moguće jedino preko ekvivalenta, odnosno normalnih koncentracija. Zbir normalnih koncentracija katjona u vodenom rastvoru (izraženih u eq/L ili meq/L, kao u ovom slučaju) mora da bude jednak zbiru normalnih koncentracija anjona. Normalne koncentracije ukazuju na povezanost koncentracija katjona i anjona, odnosno njihovo poreklo iz soli!

Za jednovalentne jone: $E = M$;

$$c(\text{meq/L}) = c(\text{mmol/L})$$

Za dvovalentne jone: $E = M/2$;

$$c(\text{meq/L}) = 2c(\text{mmol/L})$$

Sledi:

KATJONI	$c(\text{meq/L})$	ANJONI	$c(\text{meq/L})$
Ca^{2+}	3,050	HCO_3^-	3,600
Mg^{2+}	1,130	SO_4^{2-}	0,970
Na^+	0,900	Cl^-	0,510
$\Sigma \text{katjona}$	5,080	Σanjona	5,080

Kombinacijom jona, na šta ukazuju odnosi ekvivalenta može se sagledati da su rastvorene soli prikazane u tabeli:

SOLI	$c(\text{meq/L})$	$c(\text{mmol/L})$
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	3,050	1,525
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$	0,550	0,275
MgSO_4	0,580	0,290
Na_2SO_4	0,390	0,195
NaCl	0,510	0,510

2. Rezultati analize prirodne vode prikazani su u tabeli 7.4.

KOMPONENTA	$c(\text{mg/L})$	KOMPONENTA	$c(\text{mg/L})$
Ca^{2+}	36,0	HCO_3^-	150
Mg^{2+}	10,0	SO_4^{2-}	5,0
Na^+	4,60	Cl^-	13,0
K^+	0,800	NO_3^-	0,800
SiO_2	18,0	Fe_2O_3	0,400

Izračunati koncentracije svih komponenti u: a) meq/L, b) mmol/L.

Rešenje:

Za jednovalentne jone: $E = M$;
Za dvovalentne jone: $E = M/2$;

$$c(\text{meq/L}) = c(\text{mmol/L})$$

$$c(\text{meq/L}) = 2c(\text{mmol/L})$$

Za jedinjenja: $E = \frac{M}{\text{valentnost metala} \times \text{broj metala}}$

Za SiO_2 : $E = \frac{M(\text{SiO}_2)}{4}$ $c(\text{meq/L}) = 4c(\text{mmol/L})$

Za Fe_2O_3 : $E = \frac{M(\text{Fe}_2\text{O}_3)}{3 \cdot 2}$ $c(\text{meq/L}) = 6c(\text{mmol/L})$

Sledi:

PARAMETAR	<i>c</i>		PARAMETAR	<i>c</i>	
	(meq/L)	(mmol/L)		(meq/L)	(mmol/L)
Ca^{2+}	1,80	0,900	HCO_3^-	2,46	2,46
Mg^{2+}	0,820	0,410	SO_4^{2-}	0,104	0,0520
Na^+	0,200	0,200	Cl^-	0,370	0,370
K^+	0,0200	0,0200	NO_3^-	0,0100	0,0100
Σ katjona	2,84	-	Σ anjona	2,94	
SiO_2	1,20	0,300	Fe_2O_3	0,0150	0,00250

Rezultat merenja uključuje grešku određivanja, što je uočeno kroz proveru: Σ katjona $\neq \Sigma$ anjona!

3. Analizom jedne vode dobijeni su rezultati prikazani u tabeli 7.5.

Parametar, jedinica	Izmerena vrednost
Temperatura, $^\circ\text{C}$	6,0
Suspendovane materije, mg/L	7,0
pH vrednost	6,5
Nitrati (N_2O_5), mg/L	6,7
Nitriti (N_2O_3), mg/L	0,2
Amonijak (NH_3), mg/L	nema
Hloridi (Cl^-), mg/L	12,0
Utrošak KMnO_4 , mg/L	16,6
Suvi ostatak, mg/L	299,0
Gvožđe (Fe), mg/L	0,5
Ukupna tvrdoća, $^\circ\text{dH}$	10,8
m-Alkalitet, mg/L	215,0
Rastvoren kiseonik (O_2), mg/L	11,1
Silikati (SiO_2), mg/L	10,0
Fosfati (PO_4^{3-}), mg/L	1,0
Sulfati (SO_4^{2-}), mg/L	16,9
Mangan (Mn), mg/L	nema
El.provodljivost na 25 C, μS	550
Ca tvrdoća, $^\circ\text{dH}$	8,8

Iz navedenih podataka, i poređenjem sa odgovarajućim propisima, izvesti zaključak o:

- primenljivosti analizirane vode za piće,
- potpunosti analize, i
- tačnosti analize.

Rešenje:

Parametar	Jedinica	Izmerena vrednost	U pravilniku	Potrebno prečišćavanje
Temperatura	°C	6,0	/	NE
Suspendovane materije	mg/L SiO ₂	7,0	10	NE
pH		6,9	6,8-8,5	NE
Utrošak KMnO ₄	mg/L	16,6	12,0	DA
Sivi ostatak	mg/L	299,0	1000	NE
Rastvoreni kiseonik (O ₂)	mg/L	11,1	/	NE
Silikati (SiO ₂)	mg/L SiO ₂	10,0	/	NE
Nitrati (NO ₃ ⁻)	mg/L N ₂ O ₅	6,70	50,0	NE
	mg/L NO ₃ ⁻	3,85		
	mg/L N me/L	0,87 0,062		
	µS	4,42		
Nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/L N ₂ O ₃	0,2	0,03	DA
	mg/L NO ₂ ⁻	0,121		
	mg/L N me/L	0,037 0,003		
	µS	zanemarljiva		
Hloridi (Cl ⁻)	mg/L Cl ⁻	12,0	200,0	NE
	me/L	0,34		
Sulfati (SO ₄ ²⁻)	µS	25,68	250,0	NE
	mg/L SO ₄ ²⁻	16,9		
	me/L	0,528		
	µS	26,3		
m-Alkalitet	mg/L CaCO ₃	215,0	/	NE
	mg/L HCO ₃ ⁻	262,3		
	me/L	4,3		
	µS	187,5		
Fosfati (PO ₄ ³⁻)	mg/L PO ₄ ³⁻	1,0	/	NE
	me/L	0,032		
	µS	zanemarljivo		
Ukupna tvrdoća	°dH		/	NE
Ca tvrdoća	°dH	8,8	/	NE
	mg/L Ca ²⁺	63,01		
	me/L	3,14		
Mg tvrdoća	µS	163,8	/	NE
	mg/L Mg ²⁺	8,71		
	me/L	0,716		
	µS	33,26		
Gvožđe (Fe)	mg/L Fe ³⁺	0,5	0,3	DA
	me/L	0,027		
	µS	zanemarljiva		
Mangan (Mn)	mg/L Mn ²⁺	0	0,005	NE
Amonijak (NH ₃)	mg/L NH ₃ ⁺	0	0,1	NE

Rešenje:

$$\begin{aligned}\Sigma \text{ anjona} &= 5,090 \text{ me/L} \neq \Sigma \text{ katjona} = 3,883 \text{ me/L} \\ \text{el.provodljivost merena} &= 550 \mu\text{S} \neq \text{el.provodljivost računska} = 440,69 \mu\text{S}\end{aligned}$$

Odgovori:

- Voda nije za piće-videti tabelu.
- Analiza nije potpuna. Potrebno je odrediti još neke katjone u vodi!
- O tačnosti se ne može dati komentar jer analiza nije potpuna!

Napomene:

- Za pretvaranje jedinice koncentracije koristiti faktor: $F = \frac{M_1}{M_2}$, gde je:

M_1 -molekulska masa hemijske vrste u kojoj se želi izraziti koncentracija,
 M_2 -molekulska masa hemijske vrste u kojoj je izražena koncentracija.

$$c_2 = F \cdot c_1$$

- Računska el. provodljivost dobija se tako što se faktor za svaki jon pomnoži sa koncentracijom (u mg/L) i sve sabere.

Parametar	Faktor (F)	Računska provodljivost računa se kao $\text{mg/L} \cdot F = \mu\text{S}$ po mg/L
KATJONI (+)		
Kalcijum, Ca^{2+}	2,60	
Magnezijum, Mg^{2+}	3,82	
Kalijum, K^+	1,84	
Natrijum, Na^+	2,13	
ANJONI (-)		
Bikarbonati, HCO_3^-	0,715	
Sulfati, SO_4^{2-}	1,54	
Hloridi, Cl^-	2,14	
Nitrati, NO_3^-	1,15	

Vežba 7b

PROVERA TAČNOSTI REZULTATA HEMIJSKE ANALIZE VODE JONSKOM HROMATOGRAFIJOM

**-SAVREMENA INSTRUMENTALNA TEHNIKA ZA ANALIZU ANJONA I
KATJONA U VODI -**

UVOD

Hromatografija (od grčkih reči χρώμα:chroma - boja i γράφειν:grafein - pisati) je naziv za grupu laboratorijskih tehnik za razdvajanje komponenti smeša. Pod hromatografijom se podrazumevaju različite metode koje se zasnivaju na različitoj raspodeli komponenata uzorka između dve faze, od kojih je jedna mobilna, a druga stacionarna u odnosu na prvu. Hromatografske metode uključuju kretanje smeše koja se ispituje i koja je rastvorena u mobilnoj fazi i kreće se kroz stacionarnu fazu. Ovom tehnikom se delovi smeše razdvajaju na komponente (kvalitativna analiza) i omogućava se kasnije fazi metode da se komponenta analizira i kvantitativno. Hromatografija može biti analitička i preparativna. Preparativne hromatografske metode se bave razdvajanjem komponenti smeše radi dalje analize i smatraju se i metodom prečišćavanja. Sa druge strane analitičke hromatografske metode, gde se radi sa relativno malim količinama uzorka, određuju procentualni odnos komponenti neke smeše. Drugim rečima, hromatografija je analitička metoda koja omogućava razdvajanje i kvantitativno određivanje supstanci koje su po strukturi slične i imaju slične hemijske osobine.

KLASIFIKACIJA HROMATOGRAFSKIH METODA

Postoji više podela hromatografskih metoda. Klasifikacija metoda hromatografije zavisi od agregatnog stanja faza (mobilne i stacionarne), od fizičko-hemijskih reakcija koje se dešavaju prilikom razdvajanja komponenti, od mehanizama razdvajanja.

Podela prema fizičkom stanju faza:

- Tečna hromatografija:
 - Tečno/čvrsto (adsorpciona)
 - Tečno/tečno (particiona)
- Gasna hromatografija:
 - Gas/tečno
 - Gas/čvrsto
- Superkritična fluidna hromatografija

Tečna hromatografija (LC) je hromatografska metoda razdvajanja supstanci na osnovu distribucije između čvrste stacionarne i tečne mobilne faze. Tečna hromatografija se deli na klasičnu tečnu hromatografiju (LC) i tečnu hromatografiju visokih performansi (HPLC). Klasična koristi velike kolone, dužine do 50 cm, pakovane poroznim materijalom a mobilna faza prolazi kroz stacionarnu silom gravitacije, pa u današnje vreme se više ne smatra za dovoljno efikasnu. Tečna hromatografija visokih performansi (HPLC) je modernija analitička tehnika kod koje se mobilna faza dovodi pomoću pumpe. Uzorak se ubacuje pomoću injektora. Kolone za HPLC se pune SiO₂ ili nekim polimerom. Postoji više vrsta detektora, najčešći su UV-VIS, fotodiodni, fluoroscentni i elektrohemski. Od pojave tečne hromatografije visokih performansi (HPLC) krajem šezdesetih godina, tečna hromatografija se razvila u jednu od najvažnijih metoda moderne instrumentalne analize. Tečna hromatografija se takođe razlikuje

na osnovu polarnosti gde su faze normalne ili obrnute. Razdvajanje sa normalnim fazama podrazumeva da je stacionarna faza polarna (silikatna), a mobilna faza je nepolarna (npr. heksan). Kod razdvajanja na obrnutim fazama stacionarna faza je nepolarna (npr. C-18 ugljovodonik), a mobilna faza je polarna (npr. voda ili metanol).

Gasna hromatografija (GC) je metoda razdvajanja i detekcije organskih jedinjenja, mada je isto moguće analizirati i nekih neorganskih gasova. Metoda je nastala 1950. i razvijena je tokom sledećih godina, tako da je prerasla u jednu sasvim odvojenu granu hromatografije. Princip gasne hromatografije je razdvajanje gasnog uzorka koji je nošen inertnim gasom, koji služi kao mobilna faza i tečne ili čvrste stacionarne faze. Instrument kojim se služi prilikom rada sa ovom hromatografskom metodom je gasni hromatograf. Kao gas nosač se najčešće koristi, u zavisnosti od vrste uzorka i detektora, helijum, azot, vodonik ili smeša argona i metana. Uzorak se u kolonu unosi pomoću injektora. Kolone za razdvajanje mogu biti pakovane i kapilarne. Unutrašnji zidovi kapilarnih kolona su obično presvučeni čvrstom poroznom materijom ili viskoznom tečnošću. Gasni hromatograf može koristiti više vrsta detektora, čiji izbor zavisi od komponente koja se analizira.

Superkritična fluidna hromatografija (SFC) je hromatografska metoda kod koje je mobilna faza gas na temperaturi i pritisku iznad kritičnih vrednosti. Pod ovim kritičnim uslovima mobilna faza je superkritični fluid, nije ni gas ni tečnost. Superkritični fluidi imaju viskoznost sličnu gasovima i lako prolaze kroz različite vrste kolona koje su u upotrebi (kapilarne ili punjene). Gustina superkritičnih fluida je bliska tečnostima i ponašaju se kao rastvarači. Najčešće se koristi CO₂ jer se relativno lako postižu njegove kritične vrednosti.

JONSKA HROMATOGRAFIJA

Početkom 70-tih godina pojavila se jonska hromatografija i u kratkom vremenskom periodu razvila se u nezavisnu analitičku tehniku koja danas obuhvata sve HPLC metode koje definišu organske ili neorganske jone.

Postoji više metoda jonske hromatografije od kojih su poznatije:

- hromatografija formiranja jonskog para
- hromatografija izdvajanja jona
- **hromatografija jonske izmene**

Kombinacija jonoizmenjivačke kolone i detekcija provodljivosti (hromatografija jonske izmene) predstavlja najvažniju metodu jonske hromatografije.

Hromatografija jonske izmene (IEC) je hromatografska metoda koja kao stacionarnu fazu koristi polimerne smole (najčešće polistirenske umrežene pomoću divinil-benzena), na koju su kovalentnom vezom vezane jonske funkcionalne grupe, koje su pozitivno ili negativno nanelektrisane. Te grupe su neutralisane jonima suprotnog polariteta, i mogu biti zamjenjeni jonima istog nanelektrisanja koji su prisutni u ispitivanom uzorku. U zavisnosti od afiniteta, joni će se zadržavati na stacionarnoj fazi u različitom vremenskom periodu, što omogućava njihovo razdvajanje. Za svaki jon, proces je opisan odgovarajućom jonsko – izmenjivačkom ravnotežom, koja određuje raspodelu između pokretne i nepokretne faze.



$$K_A = \frac{[A^-]_{stat} \times [E^-]_{mob}}{[A^-]_{mob} \times [E^-]_{stat}}$$

Gde su:

A – anjon uzorka

E – anjon izmenjivača

Različite komponente ispitivanog uzorka se mogu odvojiti na osnovu njihovih različitih afiniteta prema stacionarnoj fazi jonskog izmenjivača (različita konstanta ravnoteže K).


Najvažniji materijali za izradu jonskih izmenjivača (kolona) su organski materijali bazirani na sintetskim smolama. Najčešće se kao nosač koristi kopolimer stirena i divinilbenzena. Katjonski izmenjivači se dobijaju naknadnom sulfonacijom smole stiren – divinilbenzen, dok se anjonski izmenjivači dobijaju kopolimerizacijom nakon čega sledi aminacija. Pored ovih smola, za stacionarnu fazu koriste se i drugi polimeri i silikagelovi sa hemijski vezanim grupama. Za razdvajače anjona koriste se kvaternerne amonijum grupe, alkil – amini, hidroksi – alkilamini. Za razdvajače katjona koriste se sulfonati, karboksilati.

Mobilna faza predstavlja pokretnu fazu koja se sastoji od analita (supstance koja se analizira) i nosioca analita (eluenta). Za mobilnu fazu najčešće se koriste puferi i ona je najčešće u tečnoj formi. Za analizu anjona za mobilnu fazu se koriste ftalna kiselina, salicilna kiselina, benzeova kiselina, p–hidroksibenzoeva kiselina, borati, borati/glukonati, karbonat/bikarbonat, itd. Za analizu katjona koriste se azotna kiselina, vinska kiselina, oksalna kiselina/etilen, diamin/aceton, vinska/limunska kiselina, itd.

Osnovni IC hromatografski sistem sadrži:

- mobilnu fazu (elucent)
- pumpu visokog pritiska
- injekcioni ventil – injektor
- analitičku kolonu (stacionarnu fazu)
- supresor
- detektor
- peristaltička pumpa i
- računar radi ispisa rezultata.

Vizuelni prikaz rezultata hromatografske analize uzorka predstavlja hromatogram, koji je prikazan na slici 7.1. Hromatogram predstavlja „eluacionu“ krivu zavisnosti (signal – vreme)



Slika 7.1 Tipičan prikaz hromatograma

Na hromatografu razlikujemo nekoliko karakterističnih veličina:

- t_0 – mrtvo vreme (vreme potrebno da mobilna faza protekne kroz separacioni sistem)
- t_R – vreme zadržavanja (vreme proteklo od injektiranja uzorka do pojavljivanja njegovog maksimuma na kraju separacionog sistema)
- t'_R – ukupno vreme zadržavanja (vreme zadržavanja umanjeno za mrtvo vreme)

Parametri koji karakterišu svaki hromatografski sistem su oblik hromatografske krive, mrtvo vreme i vreme zadržavanja. Promena kolone, eluenta ili brzine protoka neizbežno dovodi do promene hromatografskih parametara. Zbog toga se uz kolonu uvek prilaže i test kolone, koji pokazuje da se separacija postiže pri tačno definisanim uslovima.

Koncentracije jona u uzorku dobijamo integraljenjem hromatografske krive. Površina ispod hromatografske krive direktno je proporcionalna količini (koncentraciji). Prethodno moramo detektovati razdvojene jone. Postoji više tipova detekcije jona:

- detektor provodljivosti
- amperometrijski detektor
- UV/VIS detektor
- IR detektor
- maseno spektrometrijski detektor

Izbor eluenta zavisi od izbora metode detekcije. U detekciji organskih i neorganskih jona uglavnom se koristi postupak merenja provodljivosti jona u rastvoru – konduktometrija. Provodljivost se meri propuštanjem električnog polja između dve elektrode. Joni u električnom polju migriraju. Anjoni migriraju ka anodi, a katjoni ka katodi. Meri se električni otpor rastvora. Provodljivost je jednaka recipročnoj vrednosti otpornosti.

$$\kappa = \frac{1}{R} K_c$$

$$\begin{aligned} R &= \text{otpornost } [\Omega] \\ K_c &= \text{konstanta čelije } [1/\text{cm}] \\ \kappa &= \text{specifična provodljivost } [1/\Omega \text{ ili } \text{S}] \end{aligned}$$

Specifična provodljivst k jona u eluentu zavisi od koncentracije c svakog pojedinačnog jona, naelektrisanja jona, Z_i , i ekvivalentne provodljivosti jona, Λ_i . Ekvivalentna provodljivost jona, Λ_i , zavisi od koncentracije.

$$\kappa = \Sigma (\Lambda_i \cdot Z_i \cdot c_i)$$


Λ_i = ekvivalentna provodljivost [S·cm²/mol]
 Z_i = naelektrisanje jona
 c_i = koncentracija [mol/L]
 κ = specifična provodljivost [1/Ω ili S]
 Σ = suma jona (anjona i katjona)

Na provodljivost utiče više parametara:

- veličina jona
- naelektrisanje jona
- koncentracija jona
- ekvivalentna provodljivost
- temperatura (const.)
- konstanta celije (const.)

Da bismo bili u stanju da izmerimo naelektrisanje jona u rastvoru potrebno je provodljivost eluenta smanjiti na minimum. Postupak kojim se provodljivost eluenta svodi na minimum naziva se supresija. Na osnovu tipa supresije razlikujemo eluente sa hemijskom supresijom i eluente sa elektronskom supresijom.

Eluenti sa hemijskom supresijom predstavljaju soli slabih kiselina koje pokazuju slabu provodljivost nakon hemijske modifikacije. Često se koriste natrijum-karbonat i natrijumhidrogenkarbonat (Na_2CO_3 i NaHCO_3). Kao rezultat supresorske reakcije od eluenta visoke provodljivosti nastaje hidrogen karbonat H_2CO_3 , odnosno voda H_2O ($+\text{CO}_2 \uparrow$) koja ima nisku provodljivost.



Takođe se kao eluent koriste i aminokiseline (a – aminokarboksilna kiselina). Produkt supresorske reakcije je $\text{NH}_3\text{-CH}_2\text{-COO}^-$ sa niskom provodljivošću. Ranije su se kao eluenti koristili Na-fenolat ($\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$) i Na-hidroksid (NaOH).

Kao eluenti sa elektronskom supresijom koriste se benzoati, ftalati i sulfobenzoati zbog zadovoljavajućeg afiniteta prema nepokretnoj fazi, kao i zbog relativno niske provodljivosti pozadinskog signala.

ZAKLJUČAK

Jonska hromatografija je metoda koja se koristi za odredjivanje anjona i katjona u vodi (voda za piće, otpadna voda, površinska voda,...). Katjoni koji se najčešće određuju ovom metodom su: Na^+ , NH_4^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} i Li^+ ... Od anjona, ovom metodom se najčešće određuju F^- , Cl^- , NO_2^- , NO_3^- , PO_4^{3-} i SO_4^{2-} ... Metoda je vrlo osetljiva, vrlo brza i ne zahteva dodatnu pripremu uzorka, pa zato spada u red najpopularnijih metoda za odredjivanje katjona i anjona u vodi.

Aanaliza katjona i anjona u vodi na jonskom hromatografu "Metrohm"

Opis metode: U uzorcima ispitivanih voda proveren je sadržaj i izvršena analiza anjona i katjona. Korišćen je jonski hromatograf firme METROHM AG, čiji je izgled prikazan na Slici 7.2.



Slika 7.2 Prikaz jonskog hromatografa za određivanje jona u vodi

Pri analizi anjona koristiće se jonoizmenjivačka kolona METROSEP A SUPP 5 – 150. Stacionarnu fazu odnosno substrat predstavlja polivinil alkohol dok su razdvajači anjona kvaternerne amonijum grupe. Koristiće se karbonatni eluent, odnosno $\text{Na}_2\text{CO}_3/\text{NaHCO}_3$ (Na-karbonat i Na-bikarbonat). Analiziraće se koncentracije florida, hlorida, nitrata i sulfata

Prilikom analize katjona koristiće se jonoizmenjivačka kolona METROSEP C 2 150/4,0. Kao eluent koristiće se vinska kiselina ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$) i 2,6 piridindikarboksilna kiselina ($\text{C}_7\text{H}_5\text{NO}_4$). Analiziraće se koncentracije natrijuma, kalcijuma i magnezijuma, kao i amonijum-jona.

Određivanja koncentracije katjona i anjona jonskom hromatografijom

U tabelama 7.6 i 7.7 odrediti i analizirati koncentracije anjona i katjona u vašim uzorcima jonskom hromatografijom u cilju određivanja elektroneutralnosti ispitivanih uzoraka vode.

Rezultati analize

Tabel 7.6 Koncentracija anjona

Anjon		Molska masa g/mol	Koncentracija		
			mg/L	mmol/L	meq/L
Fluoridi	F ⁻	19			
Hloridi	Cl ⁻	35			
Nitrati	NO ₃ ⁻	62			
Sulfati	SO ₄ ²⁻	96			
Σ					

Tabela 7.7 Koncentracija katjona

Katjon		Molska masa g/mol	Koncentracija		
			mg/L	mmol/L	meq/L
Natrijum	Na ⁺				
Kalcijum	Ca ²⁺				
Magnezijum	Mg ²⁺				
Σ					

Prilikom analize nisu/jesu analizirani svi anjoni i katjoni koji se nalaze u uzorku.
Na primer: Nisu analizirani bikarbonati HCO₃⁻, kalijum K⁺.

Bikarbonati HCO₃⁻

Izmerena koncentracija bikarbonata u uzorku: _____ mg/L

Molska masa: 61 g/mol

Ekvivalentna koncentracija c: $c = \frac{\text{mg/L}}{\text{g/mol}} = \text{mmol/L}$

$c = \text{meq/L}$

U vodi treba da se uspostavi ravnoteža odnosno da suma anjona bude jednaka sumi katjona.

Σ anjona = _____ meq/L

Σ katjona = _____ meq/L

Uslov o jednakosti anjona i katjona nije/jeste ispunjen.

Upoređujući rezultate analize anjona i katjona drugim metodama i tehnikama dolazi se do zaključka da su te metode precizne/neprecizne u odnosu na jonsku hromatografiju.

Vežba 8

SADRŽAJ AKTIVNOG I REZIDUALNOG HLORA U VODI

Dezinfekcija

Dezinfekcija vode je osnovni proces obrade vode za uklanjanje (uništavanje ili inaktiviranje) patogenih mikroorganizama prisutnih u vodi.

Dezinfekcioni procesi se ostvaruju:

- direktnom primenom toplove (termička dezinfekcija),
- zračenjem (ultraljubičasto (*eng.ultraviolet-UV*), γ , ili X -zračenje),
- primenom ultrazvuka i/ili
- primenom hemijskih agenasa (hemijska dezinfekcija).

Hemijska dezinfekcija

Kako je hemijska dezinfekcija ekonomski najpovoljnija kada se radi o obradi većih količina vode, za pripremu vode za piće i u obradi otpadnih voda, kod nas, skoro isključivo se koristi hemijska dezinfekcija.

Kao dezinfekciona sredstva se koriste neki teški metali, mineralne kiseline i baze, ozon, peroksidi, kalijum-permanganat i halogeni elementi, ali najviše korišćeni dezinfektant je hlor i neka jedinjenja hlora.

Hlor

Hlorisanjem se uklanja veliki broj supstanci koje su prisutne u prirodnim i otpadnim vodama. Od neorganskih supstanci uklanjaju se: H_2S , Mn^{2+} , Fe^{2+} , NH_3 , a od organskih: fenoli, aminokiseline, ugljovodonici i belančevine.

Sa operativne tačke gledišta elementarni hlor, hipohlorasta kiselina i hipohloritni ion čine slobodni raspoloživi hlor, a hloramini i jedinjenja slična hloraminima čine vezani raspoloživi hlor.

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ br.42/98) propisana je maksimalna dozvoljena koncentracija hlora (ukupnog), kao dezinfekcionog sredstva, do 3 mg/L, a slobodnog (rezidualnog) hlora do 0,5 mg/L.

Hlorisanje se može izvesti uz postizanje različitih efekata, u zavisnosti od sadržaja rezidualnog hlora u vodi, po isteku određenog vremena, nakon dodavanja hlora.


Razlikujemo:

- hlorisanje do probojne tačke,
- hlorisanje uz dobijanje slobodnog hlora,
- hlorisanje uz dobijanje vezanog (rezidualnog) hlora.

Hlorisanje do probojne tačke

Kada se u vodu koja sadrži amonijak dodaje hlor, i posle svakog dodavanja određuje sadržaj rezidualnog hlora, a dobijene vrednosti se prikazuju grafički, u zavisnosti od ukupne količine dodatog hlora, dobija se karakteristična kriva prikazana na slici 8.1. Oblik krive je funkcija, odnosno posledica načina reagovanja hlora i amonijaka, a na krivoj se uočava tačka probaja. Na krivoj se uočava prvi deo, na početku reakcije između amonijaka i hlora, kada nastaju monohloramin i dihloramin. Maksimum krive odgovara molskom odnosu Cl_2/NH_3 jedan. Dalji procesi doprinose opadanju sadržaja rezidualnog hlora zbog oksidativne razgradnje

prethodno obrazovanog hloramina. Na krivoj se zatim uočava "tačka probaja", koja odgovara molskom odnosu Cl_2/NH_3 dva. Daljim dodavanjem hlora iznad tačke probaja dolazi do pojave "slobodnog" hlora. Hlorisanje do tačke probaja se izvodi zbog efikasne dezinfekcije vode.



Slika 8.1 Hlorisanje u prisustvu amonijaka do probojne tačke

Hlorisanje uz dobijanje slobodnog hloria

U vodama sa malom potrebom za hlorom, odnosno dezinfekcijom, relativno lako se ostvaruje postojanje slobodnog hlora u vodi. Prisustvo slobodnog hlora moguće je ostvariti i u vodama sa većom količinom kontaminanata, hlorisanjem iznad probajne tačke. Održavanjem slobodnog hlora u postrojenju za pripremu vode za piće minimiziran je razvoj mikroorganizama i bioloških filmova u peščanim filtrima i taložnicima.

Hlorisanje uz dobijanje vezanog rezidualnog hloria

Ovaj način hlorisanja pogodan je za obezbeđivanje naknadne dezinfekcione aktivnosti. Vezani, rezidualni, hlor u reakciji sa amonijakom u obliku hloramina je manje reaktivn od slobodnog hlora i zato može duže vremena ostati sposoban za dezinfekciju. Hlorisanje uz dobijanje vezanog hlora može se ostvariti na nekoliko načina u zavisnosti od hemijske prirode vode. Vode koje sadrže мало (ili nimalo) amonijaka zahtevaju dodavanje i amonijaka i hlora, da bi se dobio vezani hlor, odnosno izvela hloraminacija. Ukoliko voda sadrži dovoljno amonijaka, dovoljno je jednostavno dodati hlor, odnosno izvesti hlorisanje. Ukoliko voda već sadrži slobodni hlor, on se može prevesti u vezani dodavanjem amonijaka.

Dehlorisanje

Ukoliko se pretera sa količinom hlora koja je dodata u vodu, radi ubrzavanja procesa dezinfekcije, dolazi do pojave viška hlora. Višak hlora, iznad željene koncentracije slobodnog, rezidualnog hlora ($0,2\text{-}1,0 \text{ mg/L}$) može se ukloniti na različite načine. Jedan od načina je hemijskim procesom, redukcijom sa SO_2 , NaHSO_3 ili Na_2SO_3 , ili propuštanjem kroz sloj aktivnog uglja ili aeracijom, pri određenoj vrednosti pH.

Metode određivanja


Određivanja hlora na "HACH" kolorimetru

Opis metode: Hlor u vodi može biti prisutan kao slobodan i kao vezan. I slobodni i vezani hlor mogu biti istovremeno prisutni u istom uzorku vode i određuju se kao ukupni hlor. Slobodan hlor predstavljaju hipohlorasta kiselina, hipohloritni ion i molekulski hlor. Vezani hlor čine hlorna jedinjenja, a najčešće su prisutni monohloramini, dihloramini, azot-trihlorid i drugi derivati hlora.


U reagensu za određivanje hlora dolazi do reakcije između hlora i trijodid-jona (I_3^-). Oksiduje se trijodid jon do joda (I_2). Jod i slobodni hlor reaguju sa DPD (N,N-dietil-p-fenilendiamin) i nastaje crveni rastvor. Intenzitet boje rastvora odgovara ukupnoj koncentraciji hlora. Da bi se odredila koncentracija vezanog hlora, potrebno je analizirati i odrediti slobodni i ukupni hlor. Razlika između vrednosti dobijene za ukupni i slobodni hlor predstavlja vezani hlor.

Opseg merenja: 0,02-2,00 mg/L Cl_2 .


Postupak: Određivanje sadržaja slobodnog i ukupnog hlora (Cl_2) - kolorimetrijska metoda prikazano je na slici 8.1 (1-10)




1. Napuniti kivetu uzorkom vode za analizu!




2. Pritisnuti dugme POWER za uključivanje kolorimetra. Strelica treba da pokazuje LR.




3. Podići poklopac, staviti uzorak i zatvoriti poklopac.




4. Pritisnuti ZERO/SCROLL
Na ekranu će se pojaviti:
“ ” a zatim “0.00”
Ukloniti uzorak!




5. Napuniti kivetu novim uzorkom vode za analizu!




6. Sipati u uzorak DPD Free Chlorine Powder!




7. Zatvoriti kivetu i
promešati uzorak 20 s!



8. Za određivanje slobodnog
hlora uzorak staviti u komparato
i nakon 1min odrediti sadržaj hlora!
(Korak 10.)



9. Za određivanje ukupnog
hlora sačekati 3-6 min
i odrediti sadržaj hlora
(Korak 10.)



10. Pritisnuti:
READ/ENTER
Instrument će pokazati:
“___” u mg/L Cl₂

Rezultat

U tabelu 8.1 uneti rezultate merenja.

Tabela 8.1 Rezultati određivanja sadržaja hlora u vodi

Uzorak	Slobodni hlor Cl _{2(s)} , mg/L	Ukupni hlor Cl _{2(u)} , mg/L	Vezani hlor, Cl _{2(v)} Cl _{2(u)} - Cl _{2(s)} mg/L
I			
II			
III			


Prokomentarisati dobijene rezultate.

Vežba 9

RASTVORENI KISEONIK

Obzirom da je neophodan za život u vodenoj sredini i da određuje kvalitet vode, kiseonik je najvažniji rastvoren gas u vodi. Voda na 25°C teorijski sadrži maksimalnu koncentraciju od $8,3 \text{ mg/L}$ rastvorenog kiseonika. Iako molekuli vode sadrže atom kiseonika, to nije oblik kiseonika koji je neophodan za život organizama u vodi. Kao i kopnenim životinjama, ribama i ostalim vodenim organizmima potreban je kiseonik da bi živele. Kao što voda prolazi kroz škrge, mikroskopski mehurovi kiseonika u vodi (rastvorenog kiseonika) transferuju se u krv. Kao i za ostale procese difuzije gasa, transfer je moguć iznad određene granične koncentracije. Kiseonik je potreban i za razvoj algi i svih makrofita, kao i za mnoge hemijske reakcije koje su bitne za funkcionisanje živog sveta u vodi. Aeracija i reaeracija vode, odnosno samoprečišćavanje je jedan od najvažnijih procesa prirodnih vodotoka. Dospevanjem mrtve organske materije (detriusa) u akvatičnu sredinu aktivira se niz bioloških aktivnosti bakterija i gljivica (koje za svoj rad troše rastvoren kiseonik), koje dovode do pretvaranja mrtve organske materije u konačne, mineralne proizvode. Deficit kiseonika se nadoknađuje procesom reaeracije, odnosno unošenjem kiseonika iz vazduha. Efekat reaeracije zavisi od toga koliko je snažno turbulentno kretanje između površine vode i atmosfere i od stepena deficit-a.

Reaeracija i biološka potrošnja kiseonika kao dve osnovne reakcije koje se dešavaju u toku procesa samoprečišćavanja predstavljaju osnov za određivanje prostorne i vremenske raspodele rastvorenog kiseonika, odnosno bilansa kiseonika. Rezultanta procesa reaeracije (povećanje rastvorenog kiseonika u vodi) i deoksigenacije (smanjenje rastvorenog kiseonika u vodi) predstavlja realni sadržaj rastvorenog kiseonika duž celog vodotoka. Na slici 9.1 prikazana je kriva rastvorenog kiseonika u prirodnoj vodi.



Slika 9.1 Kriva rastvorenog kiseonika u prirodnoj vodi

Kiseonik dospeva u vodu apsorpcijom iz atmosfere ili kao proizvod fotosinteze pri razmnožavanju vodenih algi. Raspadanjem organskih materija u vodi koncentracija kiseonika opada, što ukazuje da je voda zagađena.

Rastvoren kiseonik se najčešće izražava kao sadržaj O_2 u mg/L.

Kada su cevovodi koji služe transportu vode za piće u pitanju, korozija cevi se najčešće dovodi u vezu sa kiseonikom. U cevovodima koji nisu zaštićeni cementnim malterom korozija troši 0,1 mg/L kiseonika na čas. Postoje dve vrste korozije: "normalna" korozija sa gvožđe-oksihidratom kao proizvodom korozije i "instalaciona" koja nastaje u nedostatku kiseonika. Pri oksidaciji metalnog gvožđa, korozioni produkti Fe(III) preuzimaju ulogu kiseonika, kao receptori kiseonika. Pri tome nastaje trostruka količina Fe^{2+} -jona ili Fe(II)-jedinjenja koja su vidljiva i predstavljaju "zelenu rđu". Ova jedinjenja se sa uvođenjem kiseonika mogu oksidaovati u nepoželjni mrki mulj, odnosno gvožđe(III)-oksihidrat.

Metode određivanja

Rastvoren kiseonik se određuje primenom jodometrijske metode (*Winkler-ova metoda*) i elektrometrijske metode (primena membranske elektrode). Određivanje kiseonika membranskim elektrodama naročito je pogodno kada se radi o merenju na licu mesta: u rekama, jezerima, rezervoarima, izlivnim kanalima iz industrije, itd. Rezultat merenja rastvorenog kiseonika se izražava kao sadržaj O_2 u mg/L.


Saturacija kiseonikom se računa kao procenat koncentracije rastvorenog kiseonika i odnosi se na potpunu saturaciju na temperaturi na kojoj je izvedeno merenje. Ukoliko temperatura raste, koncentracija 100 % saturacije opada. Barometarski pritisak i salinitet imaju uticaj na saturaciju, ali u manjoj meri.

Eksperimentalni deo


9.1 VINKLEROVA METODA ODREĐIVANJA RASTVORENOG KISEONIKA

Vinklerova metoda (Winkler) određivanja rastvorenog kiseonika zasniva se na oksidaciji mangan (II)-hidroksida, u alkalnoj sredini, u mangan(IV)-hidroksid.


Reakcije se mogu prikazati jonskim jednačinama koje jasno ukazuju na promenu valentnosti jona i stehiometriju:



Kada se rastvor zakiseli u prisustvu kalijum-jodida (KI), oslobađa se elementarni jod (I_2) u količini ekvivalentnoj kiseoniku. Ove reakcije mogu se prikazati sledeći jednačinama:



Osloboden jod titriše se rastvorom natrijum-tiosulfata u prisustvu skroba:



Postupak:

1. U "Vinklerovu," bocu, koja je prikazana na slici 9.2 i služi za određivanje rastvorenog kiseonika, sipati uzorak vode (300 mL) i dodati 2 mL MnSO₄ i 2 mL alkalnog rastvora kalijum-jodida (KI+KOH).
2. U prisustvu kiseonika stvara se mangan-hidroksid, koji se izdvaja u obliku tamno braon taloga, koji predstavlja talog hidratisanog oksida mangana (MnO₂ 2H₂O).
3. Kada količina taloga dostigne pola visine boce dodati 2 mL koncentrovane H₂SO₄.
4. Dobro pomešati uzorak.
5. Uzeti 100 mL pripremljenog uzorka i preneti u erlenmajer.
6. Dodati nekoliko kapi Na₂S₂O₃ i 4-5 kapi rastvora skroba kako bi se rastvor obojio u plavo.
7. Titrisati uzorak rastvorom Na₂S₂O₃ do obezbojenja.
8. Utrošenu zapreminu rastvora Na₂S₂O₃ uneti u tabelu 9.1.



Slika 9.2 Vinklerova boca za određivanje kiseonika

Rezultat

Tabela 9.1 Rezultati određivanja sadržaja kiseonika u vodi Vinklerovom metodom

Uzorak	Zapremina V _{Na₂S₂O₃} , mL	Koncentracija O ₂ , mg/L
Voda iz reke		
Voda za piće		
Uzorak broj		

Preračunavanje koncentracije kiseonika: 1 mL Na₂S₂O₃ ~ 0,2 mg O₂

$$\frac{0,2 \cdot V_{Na_2S_2O_3} (mL)}{V_{uzorka} (mL)} \cdot 1000 = \text{_____ mg / L}$$

Prokomentarisati rezultate.

9.2 ODREĐIVANJE SADRŽAJA RASTVORENOG KISEONIKA MEMBRANSKOM ELEKTRODOM

Rastvoren kiseonik se određuje i elektrometrijskom metodom, primenom membranske elektrode. Uredaj koji se koristi za merenje sadržaja kiseonika u vodi prikazan je na slici 9.2. Određivanje kiseonika membranskim elektrodama naročito je pogodno kada se radi o merenju na licu mesta: u rekama, jezerima, rezervoarima, izlivnim kanalima iz industrije, itd. Rezultati merenja rastvorenog kiseonika se izražavaju kao sadržaj O₂ u mg/L.



Slika 9.2 WTW uređaj za određivanje sadržaja kiseonika membranskom elektrodom

Rezultat Izmereni sadržaj kiseonika u vodi uneti u tabelu 9.2. Rezultate preračunati u procente zasićenja prema tabeli 9.3.

Tabela 9.2 Rezultati određivanja sadržaja kiseonika na različitoj temperaturi

UZORAK	Sadržaj kiseonika, mg/L	Procenat zasićenja, %	Temperatura određivanja, °C
Uzorak vode za piće I			
Uzorak vode za piće II			

9.3 IZRAŽAVANJE KONCENTRACIJE KISEONIKA PREKO PROCENTA ZASIĆENJA

Koncentracija rastvorenog kiseonika se uzražava u mg/L ili u procentima zasićenja.

Procenti zasićenja (saturacije) kiseonikom izračunavaju se na sledeći način:

$$\% \text{ zasićenja} = \frac{\text{konzentracija rastvorenog kiseonika}}{\text{maks. koncentracija kiseonika}} \cdot 100 \%$$

Tabela 9.3 Maksimalna koncentracija kiseonika na različitoj temperaturi

Temperatura, °C	Konzentracija rastvorenog kiseonika, mg/L
0	14,62
5	12,80
10	11,33
15	10,15
25	8,38

Prokomentarisati rezultate.

Vežba 10

ODREĐIVANJE SADRŽAJA UKUPNIH ORGANSKIH MATERIJA UTROŠAK KALIJUM-PERMANGANATA HEMIJSKA POTROŠNJA KISEONIKA

ORGANSKE MATERIJE

Hemijske analize i monitoring kvaliteta vode, iako ne daju rešenja za sve probleme vezane za vodene ekosisteme, predstavljaju bitan izvor informacija o stanju vodenih ekosistema, o efikasnosti preduzetih korektivnih preventivnih mera, kao i o uticaju određenih proizvodnih tehnologija na kvalitet voda.

Metode koje se primenjuju u analitici i monitoringu vodenih ekosistema najčešće daju informaciju o:

- elementranoj kompoziciji (sastavu) zagađujućih materija, na osnovu kojih je moguće formirati bazu za identifikaciju ovih materija,
- specifičnosti zagađujućih materija. U skladu sa definicijom Internacionalne unije čiste i primenjene hemije (IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry) specifična analiza predstavlja proces za identifikaciju i određivanje različitih fizičkih i hemijskih oblika određenog elementa u uzorku,
- sumarnim (ukupnim) parametrima opisujući ukupan sadržaj određenog elementa u svim zagađujućim materijama ili u nekoj podgrupi zagađujućih materija.

S obzirom na raznovrsnost hemijskih supstanci koje mogu kontaminirati neki deo vodenog ekosistema, postupci separacije, identifikacije i određivanja svih zagađujućih materija predstavljaju kompleksan i skup postupak. Primena pogodnog sumarnog parametra može značajno smanjiti broj neophodnih određivanja, a istovremeno se dobija procena o stepenu zagađenja ispitivane vode. Navedeni pristupi (određivanje specifičnih i sumarnih parametara) komplementarni su i ne isključuju se međusobno kao alternative, već se dopunjaju.

Sve organske supstance sadrže ugljenik i vodonik, a kod mnogih su prisutni i kiseonik, azot, sumpor i fosfor. Sa aspekta uticaja na vodene ekosisteme postoje dve klase organskih supstanci. Supstance koje imaju konstantne (jedinstvene) osobine i supstance kod kojih se osobine menjaju i nisu strogo definisane (nejedinstvene supstance, koje se još nazivaju refraktujuće).

ANALIZE ORGANSKIH MATERIJA

Analize organskih materija (i jedinstvenih i nejedinstvenih) se mogu podeliti na analizu:

- ukupne (sumarne) količine organskih materija, koje se mogu podeliti na:
 - analize ukupne količine organske materije detektovane preko potrošnje oksidacionog sredstva (na primer kiseonika, kalijum-dihromata i drugih jakih oksidacionih sredstava), koje obuhvataju:
 - biološku potrošnju kiseonika (BPK),
 - hemijsku potrošnju kiseonika (HPK),
 - ukupni organski ugljenik (UOU).
 - sadržaja ulja i masti,
 - ugljovodonika poreklom iz nafte,

- površinski aktivnih materija,
 - tanina i lignina,
 - ukupnih organohalogenih jedinjenja.
- pojedinačnih organskih jedinjenja (ili grupe jedinjenja), kao što su:
 - isparljiva jedinjenja,
 - isparljivi halogeni ugljovodonici,
 - isparljiva aromatična jedinjenja,
 - akrolein i akrilonitril.
- jedinjenja koja se mogu ekstrahovati, kao što su:
 - fenoli, benzidini, ftalatni estri,
 - nitrozamini, pesticidi i herbicidi,
 - polihlorovani bifenili,
 - nitroaromati, izoforon, nitrozamini,
 - policiklični aromatični ugljovodonici,
 - dioksini, etielendibromid.

METODE ZA ODREĐIVANJE UKUPNIH ORGANSKIH MATERIJA

Parametri karakterizacije opterećenja vode organskim materijama koji daju podatak o ukupnom sadržaju organskih materija su: biološka potrošnja kiseonika (BPK) i potrošnja KMnO_4 . Kasnije su razvijeni i drugi, kao što su: hemijska potrošnja kiseonika (HPK), ukupni organski ugljenik (TOC *eng.* Total Organic Carbon) i spektralni adsorpcioni koeficijent (SAK). Ovi parametri, su prema određenim zakonitostima, međusobno zavisni.

UTROŠAK KALIJUM-PERMANGANATA

Potrošnja kalijum-permanganata pri standardizovanim uslovima predstavlja merilo sadržaja organskih materija u vodi. Voda koja sadrži organske materije utrošiće određenu količinu KMnO_4 za njihovu oksidaciju. Količina utrošenog KMnO_4 zavisi od količine organskih materija u vodi, ali i njihove hemijske strukture. I neke neorganske supstance, na primer nitriti, Fe^{2+} -joni i H_2S , mogu se pod datim uslovima oksidovati sa KMnO_4 , odnosno troše KMnO_4 . Znači, potrošnja KMnO_4 može se samo uslovno smatrati merilom sadržaja organskih materija u vodi. Od organskih materija sa kalijum-permanganatom ne reaguju ili slabo reaguju: pojedini parafini i halogeni derivati parafina, aromatski ugljovodonici, neki ketoni, zasićene mono-i dikarbonske kiseline (izuzev oksalne), aminokiseline, tercijarni aromatski amini i neki alkoholi.

Određivanje utroška kalijum-permanganata predstavlja najstariju metodu na osnovu koje se može oceniti opterećenje vode organskim materijama.

Određivanje ukupnih organskih materija u vodi ovom metodom se izvodi u kiseloj (H_2SO_4) i u baznoj (NaOH) sredini.

OCENA KVALITETA VODE NA OSNOVU UTROŠKA KALIJUM-PERMANGANATA

Iako se na osnovu utroška KMnO_4 ne može u potpunosti odrediti sadržaj organskih materija, moguće je izvesti predviđanje organskog opterećenja na osnovu permanganatnog broja. Zakonodavstvo je upotrebilo utrošak KMnO_4 kao sumarnu graničnu vrednost za organsko opterećenje vode za piće i kategorizaciju vodotoka.

Prema Pravilniku o sanitarnoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 42/98), voda može imati utrošak KMnO_4 do 8 mg/L. Prema navedenom pravilniku smatra se da je voda ispravna u slučaju da se kod merenja koja nisu uzastopna u toku godine, u 20 % slučajeva vrednost utroška KMnO_4 dostigne 12 mg/L. Vrednosti po EU preporuci od 3.11.1998. godine je 5 mg O_2/L (preračunato iz permanaganatnog broja, što predstavlja 19,7 mg KMnO_4/L).

Kvalitet površinskih voda kod nas se vrednuje na osnovu vrednosti za HPK koji je izračunat iz utroška kalijum-permanganata.

Podela površinskih voda na klase je izvršena na sledeći način:

- I klasa, do 10 mg O_2/L ,
- II klasa, do 12 mg O_2/L ,
- III klasa, do 20 mg O_2/L ,
- IV klasa, do 40 mg O_2/L .

ODREĐIVANJE UTROŠKA KALIJUM-PERMANGANATA U KISELOJ SREDINI

Postupak

U erlenmajer od 300 mL odmeriti 100 mL uzorka vode za analizu, 10 mL sumporne kiseline (1:3) i dodati nekoliko staklenih perli. Zagrejati do ključanja. U ključali rastvor se iz birete dodaje 15,00 mL 0,002 mol/L KMnO_4 i nastavi sa zagrevanjem tačno 10 minuta. Ako još postoji ružičasta boja u vruć rastvor se dodaje iz birete 15,0 mL 0,005 mol/L oksalne kiselina i dalje zagreva do potpunog obezbojavanja. Zatim se rastvor titriše 0,002 mol/L rastvorom kalijum-permanganta do pojave svetlo ružičaste boje, koja je postojana oko 30 s. Utrošak KMnO_4 (mL) uneti u odgovarajuću kućicu tabele 10.1. Za izračunavanje utroška kalijum-permanganata koristi se vez: koncentracija O_2 , mg/L = utrošak KMnO_4 (mg/L) 0,2531

Utrošak kalijum-permanganata je isto što i koncentracija O_2 , u mg/L.

Rezultat

Rezultate određivanja utroška kalijum-permanganata uneti u tabelu 10.1.

Tabela 10.1 Rezultati određivanja utroška KMnO_4 u vodi

UZORAK	V_{KMnO_4} , mL	Utrošak KMnO_4 , mg/L	Koncentracija O_2 , mg/L
VODA IZ REKE			
VODA IZ VODOVODA			
UZORAK br.			

Prokomentarisati rezultate.

HEMIJSKA POTROŠNJA KISEONIKA (HPK)

Opis metode

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) je količina kiseonika ekvivalentna potrošenom bihromatu za oksidaciju organskih supstanci u izmerenoj zapremini površinske ili otpadne vode koja se ispituje. HPK se koristi za procenu stepena zagađenja vode organskim materijama. Mur i saradnici su našli da se bolji rezultati i potpunija oksidacija postiže zagrevanjem uzorka na temperaturi ključanja sa jako kiselim rastvorom bihromata u prisustvu srebro-sulfata kao katalizatora, nego sa kalijum-permanganatom. Bihromat se dodaje u višku, a neutrošeni deo se odredi titracijom sa standardnim rastvorom gvožđe(II)-amonijum-sulfata. Iz utrošene količine dihromata izračunava se ekvivalent utošenog kiseonika. Bihromat se redukuje prema jednačini:




Iz prikazane jednačine vidi se da je svaki bihromatni jon po oksidacionoj sposobnosti ekvivalentan sa tri kiseonikova atoma, jer svaki atom kiseonika prima dva elektrona kada reaguje kao oksidaciono sredstvo.

Vrednosti za HPK i BPK nisu brojno istovetne. Mur i saradnici su našli da su one skoro iste za kanalizacione vode iz kojih su izdvojeni krupniji komadići celuloze, koja s nemože biohemski razgraditi u toku 5 dana. Kod industrijskih otpadnih voda, međutim, postoji često velika razlika između HPK i BPK. U slučajevima gde se vrsta otpadnog materijala ne menja može se naći odnos između ove dve vrednosti.

ODREĐIVANJE HPK NA SPEKTROFOTOMETRU

Postupak Analiza HPK opisana je u najkraćim crtama i ilustrativno prikazana na slici 10.1 (1-8).



1. Promešati kivetu za HPK!
2. Odmeriti 0,5 mL uzorka i sipati u kivetu.
3. Zatvoriti kivetu, obrisati spolja!
4. Promešati sadržaj kivete!



5. Zagrejati kivetu 2 h na 148 °C
6. Izvaditi kivetu i promešati 2 puta sadržaj!
7. Sačekati da se kiveta ohladi do sobne temp. i meriti HPK!

Rezultat

Rezultate određivanja hemijske potrošnje kiseonika uneti u tabelu 10.2.

Tabela 10.2 Rezultati određivanja u HPK u vodi

UZORAK	HPK mg/L O ₂
VODA IZ REKE	
VODA IZ INDUSTRIJE	
UZORAK br._____	

Prokomentarisati rezultate.

Vežba 11

KOAGULACIJA I FLOKULACIJA

KOAGULACIJA I FLOKULACIJA

Veličina čestica u prirodnim i otpadnim vodama varira u vrlo širokom opsegu, od nekoliko nanometara kada se radi o rastvorenim zagađivačima, do nekoliko stotina mikrometara, kada se radi o suspendovanim materijama. Razlika u veličini čestica je i do 10^6 puta.

Najveći deo ovih materija se može ukloniti taloženjem. Brzina taloženja čestica koloidno dispergovanih materija je veoma mala i ove čestice se na ovaj način ne mogu efikasno ukloniti iz sistema.

Do ukrupnjavanja i taloženja čestica dolazi nakon njihove destabilizacije, što se postiže procesima koagulacije i flokulacije.

Osnovne primene koagulacije i flokulacije u obradi prirodnih i otpadnih voda su:

- bistrenje mutnih i obojenih površinskih voda,
- kondicioniranje otpadnih bioloških muljeva radi lakšeg i efikasnijeg obezvodnjavanja,
- uklanjanje algi iz efluenta oksidacionih laguna,
- biološka obrada otpadnih voda (flokulacija mikroorganizama),
- obrada otpadnih voda sa visokim sadržajem koloidno dispergovanih zagađivača,
- tercijarna obrada otpadnih voda.

Dve su osnovne faze procesa ukrupnjavanja koloidnih čestica:

1. faza destabilizacije, kojom se olakšava dodir čestica i povećava udeo uspešnih dodira u cilju njihovog spajanja-KOAGULACIJA
2. faza transporta kojom se povećava učestanost dodira-FLOKULACIJA.

Koagulacija se može definisati kao fizičko-hemijski proces prevođenja kvazi-jednofaznog sistema (prirodna ili otpadna voda) u pravi dvofazni sistem, destabilizacijom koloidnih čestica hemijskim sredstvima, čime se ostvaruje preduslov za agregaciju nastalih novoformiranih čestica.

Flokulacija je fizički proces formiranja mase krupnih flokula od sitnih, destabilizovanih koloidnih čestica, stvaranjem povećanog gradijenta brzine u masi vode.

Stabilnost svih koloidnih sistema nije jednaka. Razlikuju se:

- povratni koloidni sistemi (disperzije sapuna, deterdženata, skroba i belančevina u vodi), koji predstavljaju termodynamički stabilne sisteme, i
- nepovratni koloidni sistemi (vodene disperzije gline, mikroorganizama i metalnih oksida), koji predstavljaju znatno manje stabilne disperzije u vodi.

Koagulacijom prirodnih i otpadnih voda stabilni koloidni sistem (povratni) se prevodi u nestabilni (nepovratni).


Za određivanje optimalnih uslova za koagulaciju i flokulaciju na postrojenjima za prečišćavanje voda, potrebno je laboratorijski ispitati vodu na aparaturi koja se naziva "JAR" test (eng. jar-tegla, čaša).

“JAR” TEST-APARATURA, POSTUPAK, EKSPERIMENT

“Jar” test predstavlja jednostavan i brz način za simulaciju procesa koagulacije i flokulacije i određivanje optimalnih uslova za izvođenje koagulacije i flokulacije. “Jar” test aparatura prikazana na slici 11.1a i šematski na slici 11.1b, sastoji se od šest šaržnih reaktora (čaša) sa jednakim uslovima mešanja.



a) Slika aparature



b) Šematski izgled test aparature

Slika 11.1 “Jar” test aparatura

Svako od šest mernih mesta ima dvolitarsku reakcionu posudu (laboratorijsku čašu) sa mešalicom. Svaka mešalica može se uključiti ili isključiti nezavisno. Podešavanje brzine svih mešalica je sinhrono i podešava se okretanjem zajedničkog dugmeta. Na hemijsku reakciju koja se odigrava utiču sledeći parametri: doza (koncentracija) koagulant-a, pH, i brzina mešanja čijim variranjem se procesi koagulacije i flokulacije optimizuju.

OPREMA POTREBNA ZA “JAR”TEST:

- “Jar” tester,
- štoperica,
- termometar,
- pH-metar,
- pipeta ili mali graduisani normalni sud, za doziranje koagulant-a ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) i
- čaše za uzorke.

Postupak

1. Napuniti svih šest čaša (2 L) sa uzorcima vode.
2. Uključiti mešalice. Pažljivo podesiti brzinu mešanja. Najčešći raspored brzina mešanja je sledeći: brzo mešanje u toku procesa rastvaranja i ravnomernog mešanja koagulanata, a zatim sporo mešanje kako bi se čestice lagano ukrupnjavale.
3. Odmeriti pipetom prethodno pripremljene doze koagulanata u svaku čašu.
4. Izmeriti i zabeležiti pH svakog uzorka, pre početka "jar" testa u odgovarajuću kućicu u tabeli 11.1.
5. Uključiti stoperiku.
6. Nakon otprilike 40 sekundi, maksimalno 1 min od početka mešanja smanjiti brzinu mešanja.
7. Nakon isteka određenog vremena za flokulaciju (obično 10–15 minuta, zavisno od uzorka), zaustaviti mešalice, odrediti pH i mutnoću, posel položenja čestica (za položenje je potrebno još 20-30 min) i zabeležiti sve dobijene rezultate u tabelu 11.1.

Rezultat

Tabela 11.1 Eksperimentalni rezultati određivanja "JAR"-testom

UZORAK	Doza koagulanta $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, mg/L	Kontrolni parametri		
		pH	Mutnoća, NTU	Sadržaj Al, mg/L
SIROVA VODA pre "JAR" testa				
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Prokomentarisati rezultate.


FILTRACIJA

FILTRACIJA NA BRZOM PEŠČANOM FILTRU

Filtracija je metod prečišćavanja vode kojim se uklanjanju suspendovane materije iz vode.

Mehanizmi uklanjanja:


- mehaničko prosejavanje,
- taloženje,
- adsorpcija,
- hemijski procesi i
- biološki i biohemski procesi.



Slika 11.2 Talog suspendovanih čestica na površini zrna peska

Osnovni procesni parametri:

- hidrauličko opterećenje Q (m^3/h),
- brzina filtracije v_F (oko 5-15 m/h),
- visina ispune L (oko 1m),
- površina poprečnog preseka, A ,
- efektivni prečnik zrna filterske ispune d_{pe} ($d_p \sim d_e$),
- koncentracija određenog parametra kvaliteta u influentu, c_{ul} ,
- koncentracija određenog parametra kvaliteta u efluentu, c_{izl} ,
- hidraulički gubitak kroz filtersku ispunu, ΔH ,
- vreme rada filtra između dva pranja, t .



Slika 11.3 Šematski prikaz procesa filtracije

Hidraulički gubitak kroz čistu filtersku ispunu može se izračunati korišćenjem Karman-Kozenijevog (Carman-Kozeny) obrasca:

$$\Delta H = 180 \frac{\nu}{g} \frac{(1-p_f)^2}{p_f^3} \frac{v_F}{d_e^2} L$$

gde su:
 ν - kinematski koeficijent viskoznosti vode, i
 p_f - poroznost čiste filterske ispune.

Eksperimentalni deo

ODREĐIVANJE MUTNOĆE VODE PRE I POSLE FILTRACIJE


Mutnoća influenta: $T_{ul} = \underline{\hspace{2cm}}$ NTU.

Mutnoća efluenta: $T_{izl} = \underline{\hspace{2cm}}$ NTU.

$d_e = \underline{\hspace{2cm}}$ mm

$v_F = \underline{\hspace{2cm}}$ m/s

$t = \underline{\hspace{2cm}}$ °C



Slika 11.4 Šematski prikaz filtarske kolone

Rezultat

Tabela 10.2 Rezultati merenja na filtarskoj koloni

Pijezometar br.	Zapravljen filter		Posle pranja filtra		Pranje filtra	
	Π_i , cm	$p_i/\rho g$, cm	Π_i , cm	$p_i/\rho g$, cm	Π_i , cm	$p_i/\rho g$, cm
1						
2						
3						
4						

LITERATURA

1. R.Kellner, *Analytical Chemistry-A Modern Approach to Analytical Science*, John Wiley & Sons, New York, 2004
2. G.Schwedt, *The Essential Guide to Analytical Chemistry*, John Wiley & Sons, New York, 2004
3. G.Schwedt, *The Essential Guide to Environmental Chemistry*, John Wiley & Sons, New York, 2004
4. Lj.Rajaković, *Analitička hemija-Kvalitativna hemijska analiza-Praktikum*, rešeni zadaci, testovi, TMF, Beograd, 2003
5. *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*, 6th ed., Wiley-VCH, 2002
6. M.Dragojević, S.Stević, M.Popović, V.Šćepanović, *Opšta hemija*, TMF, Beograd, 1994
7. Lj.Rajaković, *Zbirka rešenih zadataka iz analitičke hemije (zadaci sa ispita i kolokvijuma)*, Skripta, Beograd, 1993
8. J.Savić, M.Savić, *Osnovi analitičke hemije*, Svjetlost, Sarajevo, 1990
9. O.Vitorović, R.Šaper, *Analitička hemija - teorijske osnove*, TMF, Beograd, 1987
10. T.Ast, M.Dragojević, Lj.Fotić, B.Ljutić, B.Vučurović, I.Kostić, *Kvantitativna hemijska analiza-Zbirka*, TMF, Beograd, 1976